

PIPETTES JAUGÉES

Pipettes jaugées classe AS - 1 trait

pipettes jaugées 1 trait : écoulement total



VERRE
sodocalcique
Classe AS
1 trait
graduations
émaillées bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,008 ml	TK1140	
2 ml	±0,010 ml	TK1141	
3 ml	±0,010 ml	TK1142 *	
4 ml	±0,015 ml	TK1143 *	
5 ml	±0,015 ml	TK1144	
6 ml	±0,015 ml	TK1145 *	
7 ml	±0,020 ml	TK1146 *	
8 ml	±0,020 ml	TK1147 *	
9 ml	±0,020 ml	TK1148 *	
10 ml	±0,020 ml	TK1149	
11 ml	±0,030 ml	TK1150	
15 ml	±0,030 ml	TK1151 *	
20 ml	±0,030 ml	TK1152	
25 ml	±0,030 ml	TK1153	
30 ml	±0,050 ml	TK1154 *	
40 ml	±0,050 ml	TK1155 *	
50 ml	±0,050 ml	TK1156	
75 ml	±0,080 ml	TK1157 *	
100 ml	±0,080 ml	TK1158	
200 ml	±0,100 ml	TK1159 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.



VERRE
sodocalcique
Classe AS
1 trait
graduations
ambrées / bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	long.	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			grad. ambrées		grad. bleues	
0,5 ml	300 mm	±0,005 ml	HL3729		HL3829	
1 ml	325 mm	±0,008 ml	HL3733		HL3833	
1,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3739		-	
2 ml	350 mm	±0,010 ml	HL3740		HL3840	
2,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3745		HL3845	
3 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3748		HL3848	
4 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3750		-	
5 ml	410 mm	±0,015 ml	HL3755		HL3855	
6 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3756		-	
7 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3757		-	
8 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3758		-	
9 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3759		-	
10 ml	450 mm	±0,020 ml	HL3760		HL3860	
15 ml*	520 mm	±0,030 ml	HL3764		HL3864	
20 ml	520 mm	±0,030 ml	HL3765		HL3865	
25 ml	530 mm	±0,030 ml	HL3770		HL3870	
30 ml*	530 mm	±0,030 ml	HL3773		-	
40 ml*	550 mm	±0,050 ml	HL3774		HL3874	
50 ml	550 mm	±0,050 ml	HL3775		HL3875	
100 ml	600 mm	±0,080 ml	HL3780		HL3880	

* Plus précis que la norme ISO 648.



Pipettes jaugées classe AS - 2 traits

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total



VERRE
sodocalcique
Classe AS
2 traits
graduations
bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,008 ml	TK1240	
2 ml	±0,010 ml	TK1241	
3 ml	±0,010 ml	TK1242 *	
4 ml	±0,015 ml	TK1243 *	
5 ml	±0,015 ml	TK1244	
6 ml	±0,015 ml	TK1245 *	
7 ml	±0,020 ml	TK1246 *	
8 ml	±0,020 ml	TK1247 *	
9 ml	±0,020 ml	TK1248 *	
10 ml	±0,020 ml	TK1249	
15 ml	±0,030 ml	TK1250 *	
20 ml	±0,030 ml	TK1251	
25 ml	±0,030 ml	TK1252	
30 ml	±0,050 ml	TK1253 *	
40 ml	±0,050 ml	TK1254 *	
50 ml	±0,050 ml	TK1255	
75 ml	±0,080 ml	TK1256 *	
100 ml	±0,080 ml	TK1257	
200 ml	±0,100 ml	TK1258 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.



VERRE
sodocalcique
Classe AS
2 traits
graduations
ambrées

- conformes à la norme ISO 648
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	long.	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	300 mm	±0,005 ml	HL3929	
1 ml	325 mm	±0,008 ml	HL3933	
2 ml	350 mm	±0,01 ml	HL3940	
3 ml*	350 mm	±0,01 ml	HL3948	
5 ml	410 mm	±0,015 ml	HL3955	
10 ml	450 mm	±0,02 ml	HL3960	
15 ml*	520 mm	±0,03 ml	HL3964	
20 ml	520 mm	±0,03 ml	HL3965	
25 ml	530 mm	±0,03 ml	HL3970	
50 ml	550 mm	±0,05 ml	HL3975	
100 ml	600 mm	±0,08 ml	HL3980	

* Plus précis que la norme ISO 648.

