

Pipettes jaugées classe B - 1 trait

pipettes jaugées 1 trait : écoulement total



VERRE sodocalcique

Classe B 1 trait

graduations bleues



- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour repérer les capacités

capacité	tolérance	réf.	Prix HT
1 ml	±0,015 ml	TK1170	4,65 €
2 ml	±0,020 ml	TK1171	4,72 €
3 ml	±0,020 ml	TK1172 *	4,94 €
4 ml	±0,030 ml	TK1173 *	5,11 €
5 ml	±0,030 ml	TK1174	5,13 €
6 ml	±0,030 ml	TK1175 *	6,05 €
7 ml	±0,040 ml	TK1176 *	6,05 €
8 ml	±0,040 ml	TK1177 *	6,32 €
9 ml	±0,040 ml	TK1178 *	6,32 €
10 ml	±0,040 ml	TK1179	6,32 €
15 ml	±0,060 ml	TK1180	7,67 €
20 ml	±0,060 ml	TK1181	8,53 €
25 ml	±0,060 ml	TK1182	8,64 €
30 ml	±0,100 ml	TK1183 *	14,90 €
40 ml	±0,100 ml	TK1184 *	15,10 €
50 ml	±0,100 ml	TK1185	13,70 €
75 ml	±0,150 ml	TK1186 *	17,00 €
100 ml	±0,150 ml	TK1187	22,30 €
200 ml	±0,150 ml	TK1188 *	35,00 €

* Non conformes à la norme ISO 648.

Pipettes jaugées classe B - 2 traits

pipettes jaugées 2 traits : écoulement partiel



VERRE sodocalcique

Classe B 2 traits

graduations ambres



- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour repérer les capacités

capacité	tolérance	réf.	Prix HT
1 ml	±0,015 ml	TK1260	7,99 €
2 ml	±0,020 ml	TK1261	8,20 €
3 ml	±0,020 ml	TK1262 *	8,43 €
4 ml	±0,030 ml	TK1263 *	8,50 €
5 ml	±0,030 ml	TK1264	8,50 €
6 ml	±0,030 ml	TK1265 *	9,80 €
7 ml	±0,040 ml	TK1266 *	9,80 €
8 ml	±0,040 ml	TK1267 *	10,40 €
9 ml	±0,040 ml	TK1268 *	10,40 €
10 ml	±0,040 ml	TK1269	10,40 €
15 ml	±0,060 ml	TK1270 *	12,60 €
20 ml	±0,060 ml	TK1271	13,60 €
25 ml	±0,060 ml	TK1272	14,00 €
30 ml	±0,100 ml	TK1273 *	22,70 €
40 ml	±0,100 ml	TK1274 *	22,90 €
50 ml	±0,100 ml	TK1275	19,40 €
75 ml	±0,150 ml	TK1276 *	25,10 €
100 ml	±0,150 ml	TK1277	32,40 €
200 ml	±0,200 ml	TK1278 *	49,90 €

* Non conformes à la norme ISO 648.