


Pipettes Pasteur en plastique à usage unique

PLASTIQUE
polyéthylène



- ▶ certification CE IVD 98/79, selon modèle
- ▶ en polyéthylène transparent
- ▶ incassables
- ▶ bulbe et pipette moulés d'une seule pièce
- ▶ possibilité de congélation en azote liquide
- ▶ reproductibilité parfaite des gouttes distribuées (exactitude $\pm 10\%$)
- ▶ pour toutes applications en chimie, biologie, pour la routine ou la recherche

1 pipettes non stériles en vrac



2 pipettes stériles en emballage par 20



3 pipettes stériles emballage individuel en sachet peel-pack ou flow-pack



emballage peel-pack

- peel-pack : sachet individuel en polyéthylène et papier, stérile par oxyde d'éthylène
- flow-pack : sachet individuel en polypropylène, stérile par radiation
- indications dates de stérilisation, de péremption, n° de lot



• en vrac en carton de 100, 250, 400 ou 500 unités suivant modèle

• stériles par oxyde d'éthylène
• en sachet polyéthylène de 20 unités

rep.	capacité totale / bulbe	graduations min / max	long.	Ø tige	gouttes / ml	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
						1 non stériles en vrac		2 stériles en emballage par 20		3 stériles emballage individuel			
										peel-pack		flow-pack	
pipettes graduées													
A	5,0 / 1,8 ml	0,5 / 2,0 ml	150 mm	7,0 mm	25 gouttes / ml	L502	les 1000	-	-	-	-	-	-
B	7,0 / 3,2 ml	0,5 / 3,0 ml	154 mm	7,8 mm	22 gouttes / ml	L510	les 1000	L510S2	les 1000	L510S1	les 1000	L510S3	les 1000
C	5,0 / 3,1 ml	0,25 / 1,0 ml	154 mm	5,0 mm	25 gouttes / ml	L520	les 1000	L520S2	les 1000	L520S1	les 1000	L520S3	les 1000
pipettes usage général													
D	8,0 / 4,6 ml	-	150 mm	6,3 mm	22 gouttes / ml	L505	les 400	-	-	-	-	-	-
E	4,0 / 3,1 ml	-	150 mm	2,5 mm	25 gouttes / ml	L531	les 1000	-	-	L531S1	les 1000	L531S3	les 1000
G	1,7 / 0,9 ml	-	87 mm	4,7 mm	25 gouttes / ml	L504	les 1000	-	-	-	-	-	-
H	1,1 / 0,5 ml	-	67 mm	3,9 mm	22 gouttes / ml	L551	les 1000	-	-	-	-	-	-
pipettes pointe fine													
I	5,0 / 3,0 ml	-	153 mm	3,0 mm	50 gouttes / ml	L538	les 1000	-	-	L538S1	les 1000	-	-
J	5,0 / 3,3 ml	-	144 mm	5,0 mm	50 gouttes / ml	L539	les 1000	-	-	L539S1	les 1000	-	-
K	1,5 / 1,0 ml	-	104 mm	3,0 mm	50 gouttes / ml	L501	les 800	-	-	L501S1	les 1000	-	-
pipettes extra longues													
L	5,0 / 3,5 ml	1,0 / 5,0 ml	216 mm	-	18 gouttes / ml	L513	les 1000	-	-	-	-	-	-
M	6,0 / 2,3 ml	-	225 mm	5,0 mm	25 gouttes / ml	L550	les 400	-	-	-	-	-	-
N	23,0 / 7,1 ml	-	300 mm	9,0 mm	22 gouttes / ml	L512	les 1000	-	-	-	-	-	-
pipettes spéciales													
O	1,3 / 1,0 ml	-	50 mm	1,2 mm	22 gouttes / ml	L537	les 1000	-	-	-	-	-	-

● Modèles certifiés CE IVD 98/79.