

Pissettes à col large capuchon couleur

- flacons en polyéthylène basse densité très souple pour une manipulation facile
- capuchon à vis étanche
- capuchon en couleur pour identification facile



couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	pissettes 250 ml		pissettes 500 ml		pissettes 1000 ml	
rouge	A10501		A10502		A10503	
jaune	A10511		A10512		A10513	
vert	A10521		A10522		A10523	
blanc	A10531		A10532		A10533	
bleu	A10541		A10542		A10543	
orange	-		A10552		A10553	

Pissettes à col large capuchon couleur - système anti-gouttes

- flacons en polyéthylène basse densité
- épaulement carré
- bouchon ventilé avec système de sécurité anti-gouttes : une valve équilibre constamment la pression atmosphérique et la tension de vapeur à l'intérieur de la pissette
- bouchon en PP avec code couleur
- bec fin, grande précision du jet



couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	pissettes 500 ml		pissettes 1000 ml	
blanc	AE1101		AE1201	
rouge	AE1103		AE1203	
jaune	AE1107		AE1207	
vert	AE1106		AE1206	
bleu	AE1105		AE1205	
orange	AE1104		AE1204	

Pissettes graduées à col large capuchon couleur

Kartell

- tube et capuchon en couleur moulés d'une seule pièce
- capuchon strié pour faciliter sa manipulation
- entièrement en polyéthylène translucide
- col large, filetage GL45 Ø interne : 38 mm
- graduations moulées
- pissettes 250 ml : Ø60 x h140 mm, graduées par 25 ml
- pissettes 500 ml : Ø75 x h170 mm, graduées par 100 ml



couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	pissettes 250 ml		pissettes 500 ml	
bleu	A1937B		A1938B	
jaune	A1937J		A1938J	
rouge	A1937R		A1938R	

Pissettes colorées

- pissettes traditionnelles forme flacon à col étroit
- entièrement fabriquées avec du plastique coloré
- distribution précise
- col étroit, bouchon vissant parfaitement étanche avec bec pivotant



capacité	couleur	référence	Prix HT
500 ml	rouge	NA1131	
500 ml	jaune	NA1132	
500 ml	bleu	NA1133	