


Portoirs inox forme basse pour
flacons et godets



capacité	ouverture	dimensions	référence	Prix HT
pour flacons Ø 24 à 27 mm				
12 (6 x 2)	Ø 30 mm	200 x 70 x h60 mm	AX38201 [1]	
24 (8 x 3)	Ø 30 mm		AX38202	
50 (10 x 5)	Ø 30 mm	315 x 160 x h60 mm	AX38203 [2]	
pour flacons Ø 24 à 28 mm				
12 (6 x 2)	Ø 30 mm	195 x 65 x h40 mm	AX38204	
100 (10 x 10)	Ø 30 mm	315 x 315 x h40 mm	AX38207	
pour flacons Ø 30 à 35 mm				
6 (3 x 2)	Ø 40 mm		AX38208	
12 (4 x 3)	Ø 40 mm	170 x 130 x h45 mm	AX38209	
24 (6 x 4)	Ø 40 mm	255 x 170 x h45 mm	AX38210	
pour flacons Ø 40 à 47 mm				
12 (4 x 3)	Ø 50 mm	210 x 160 x h45 mm	AX38212	
24 (6 x 4)	Ø 50 mm	315 x 210 x h45 mm	AX38213	
pour flacons Ø 50 à 58 mm				
12 (6 x 2)	Ø 63 mm	393 x 132 x h45 mm	AX38228 [3]	
24 (6 x 4)	Ø 63 mm	393 x 262 x h45 mm	AX38229	
portoir avec couvercle pour flacons Ø 50 à 58 mm				
12 (6 x 2)	Ø 63 mm	393 x 132 x h45 mm	AX38230 [4]	

Portoirs en "Z"
en aluminium ou en inox



capacité	ouverture	dimensions	référence	Prix HT
Portoirs en aluminium				
pour tubes Ø 10 à 11 mm				
50 tubes	Ø 12 mm	165 x 85 x h45 mm	AX3035	
pour tubes Ø 12 à 14 mm				
25 tubes	Ø 15 mm	100 x 100 x h45 mm	AX3031	
50 tubes	Ø 15 mm	195 x 100 x h45 mm	AX3036	
pour tubes Ø 14 à 16 mm				
25 tubes	Ø 17 mm	110 x 110 x h45 mm	AX3032	
50 tubes	Ø 17 mm	220 x 110 x h45 mm	AX3037	

capacité	ouverture	dimensions	référence	Prix HT
Portoirs en inox				
pour tubes Ø 10 à 11 mm				
25 tubes	Ø 12 mm	85 x 85 x h50 mm	AX3090	
50 tubes	Ø 12 mm	165 x 85 x h50 mm	AX3091	
pour tubes Ø 14 à 16 mm				
25 tubes	Ø 17 mm	110 x 110 x h50 mm	AX3094	
50 tubes	Ø 17 mm	220 x 110 x h50 mm	AX3095	