


Portoirs de tubes économiques blancs

- ▶ très résistants
 - ▶ livrés à plat, montage rapide, stockage facilité
-
- portoirs de tubes très résistants
 - emplacements numérotés alphanumériques
 - adaptables dans un bain-marie
 - en polypropylène, autoclavables
 - économie de place : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
 - superposables : les ergots permettent de superposer parfaitement les portoirs


capacité	pour tubes	dimensions	référence	Prix HT
90 tubes	Ø 13 mm	250 x 105 x h68 mm	AX0190	
60 tubes	Ø 16 mm	250 x 105 x h68 mm	AX0160	



Portoirs de tubes en Z en plastique ABS

- fabriqués en plastique ABS
- robustes et résistants aux produits chimiques
- thermorésistants jusqu'à 90°C

capacité	pour tubes	dimensions	blanc	jaune	vert	rose	bleu	Prix HT
50 tubes	Ø 13 mm	180 x 94 x h50 mm						
50 tubes	Ø 17 mm	225 x 114 x h60 mm	LX54001	LX54002	LX54003	LX54004	LX54005	
32 tubes	Ø 21 mm	225 x 114 x h60 mm	LX54101	LX54102	LX54103	LX54104	LX54105	
			LX54201	LX54202	LX54203	LX54204	LX54205	



Portoirs de tubes autoclavables

- ▶ autoclavables à 121°C
- ▶ grande capacité
- ▶ trous carrés

- autoclavables : fabriqués en résine d'acétal
- thermorésistants jusqu'à 121°C

capacité	pour tubes	dimensions	blanc	jaune	vert	rose	bleu	rouge	Prix HT
90 tubes	Ø 13 mm	246 x 101 x h70 mm							
60 tubes	Ø 17 mm	246 x 101 x h70 mm	LX55001	LX55002	LX55003	LX55004	LX55005	LX55006	
40 tubes	Ø 21 mm	246 x 101 x h70 mm	LX55101	LX55102	LX55103	LX55104	LX55105	LX55106	
			LX55201	LX55202	LX55203	LX55204	LX55205	LX55206	

