

Portoirs double face 25 microtubes

- portoirs en polypropylène
- 25 emplacements, tubes Ø 10 ou 12 mm
- pour microtubes de 0,5 à 2 ml, tubes cryogéniques de 1 à 5 ml, 16 tubes PCR ou tubes de centrifugation 0,2 à 0,5 ml



capacité	coloris	référence	Prix HT
25 tubes	bleu	DS4240 les 10	
25 tubes	rouge	DS4241 les 10	
25 tubes	jaune	DS4242 les 10	

Portoirs réversibles 96 microtubes



- portoirs réversibles 96 places (8 x 12) : pour microtubes 1,5/2,0 ml d'un côté et pour microtubes 0,5 ml de l'autre
- deux poignées, emplacements alphanumériques
- le couvercle translucide se clipse sur le portoir, sur l'un ou l'autre des côtés, permettant de fermer le portoir pour protéger ou stocker les tubes, ou de rehausser le portoir
- coloris naturel ou assortis
- en polypropylène autoclavables

	référence	Prix HT
naturel	WH1021 les 5	
bleu vert rose jaune orange	WH1022 les 5	

Portoir 20 microtubes 1,5 / 2 ml



- en polypropylène, emplacements numérotés
- autoclavable à la vapeur à 121°C
- dimensions (lxpxh) : 209 x 70 x h35 mm

	référence	Prix HT
Portoir 20 microtubes 1,5 ml	F18843	

Portoir 20 microtubes 1,5 / 2 ml



- portoir en polypropylène, emplacements numérotés
- autoclavable
- possibilité d'assembler les portoirs entre eux
- rainure frontale facilitant la préhension du portoir en cas de port de gants
- dimensions (lxpxh) : 210 x 90 x h50 mm

	référence	Prix HT
Portoir emboîtable 20 microtubes	AX3140	

Portoirs 100 microtubes




Kartell

- en polypropylène haute densité
- emplacements numérotés
- autoclavables et superposables
- emplacements : Ø inf. 7,7 mm / Ø sup. 10,8 mm
- dimensions (lxpxh) : 263 x 109,5 x h45 mm

coloris	référence	Prix HT
blanc	AX3040	
bleu	AX3041	
rouge	AX3042	
jaune	AX3043	


Portoir 128 microtubes




- portoir résistant et économique
- emplacements numérotés (lettre + chiffre)
- convient pour utilisation en bain-marie
- en polypropylène, autoclavable
- livré à plat, montage immédiat, stockage économique
- superposable
- dimensions (lxpxh) : 265 x 126 x 38 mm

coloris	référence	Prix HT
bleu	NA1202	

Portoirs submersibles 50 microtubes



- en polyacétal, résistants aux produits chimiques
- compacts, légers, stables
- empilables, pieds de verrouillage pour plus de stabilité
- composés de 2 plateaux pour la stabilité des microtubes
- système de verrouillage innovant sur la base : empêche les tubes de tourner
- poignées de chaque côté du portoir
- 5 coloris
- dimensions (lxpxh) : 293 x 115 x h39 mm



verrouillage des microtubes avec jupe

coloris	référence	Prix HT
bleu	DS2001	
vert	DS2002	
rose	DS2003	
rouge	DS2004	
jaune	DS2005	