

Flacons ronds gradués 2 litres en polyéthylène HDPE

PE
HDPE



Étanchéité assurée
par un joint d'étanchéité
ou un obturateur.



- coloris blanc
- graduations 50 ml en relief
- capuchon blanc à vis avec joint interne en Poxlan (qualité pharmaceutique) : étanchéité totale
- capuchon noir à vis avec obturateur pour assurer une bonne étanchéité
- prise latérale pour manipulation facile
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.
- modèles stériles et/ou en sachet unitaire
- dim. Ø108 x h290 mm

capacité	col	conditionnement	référence	Prix HT
flacons ronds avec capuchon blanc avec joint				
2 litres	Ø 65 mm	-	AX6110	
2 litres	Ø 65 mm	stérile - emb. individuel	AX6111	
2 litres	Ø 85 mm	emballage individuel.	AX6115	
flacons ronds avec capuchon noir et obturateur				
2 litres	Ø 86 mm	-	AX6112	
2 litres	Ø 66,5 mm	-	AX6113	

Flacons rectangulaires gradués en polyéthylène HDPE ambré

PE
HDPE



- coloris brun
- graduations en relief 50 ml
- capuchon blanc à vis avec joint interne en Poxlan (qualité pharmaceutique) : étanchéité totale
- prise latérale pour manipulation facile
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.

capacité	dimensions	col	capuchon	référence	Prix HT
2 litres	125 x 84 x h253 mm	Ø 67,8 mm	non vissé	AX38453	
2,7 litres	120 x 210 x h249 mm	Ø 65 mm	non vissé	AX6102	
2,7 litres	120 x 210 x h249 mm	Ø 65 mm	vissé	AX6105	

Flacons rectangulaires gradués en polyéthylène HDPE

PE
HDPE

- coloris blanc
- graduations 50 ml en relief
- capuchon blanc à vis avec joint interne en Poxlan (qualité pharmaceutique) : étanchéité totale
- capuchon noir à vis avec obturateur pour assurer une bonne étanchéité
- prise latérale pour manipulation facile
- usage général pour prélèvements, échantillonnages, transport, etc.
- modèles stériles et/ou en sachet unitaire



conditionnement	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		flacons 2 litres dim. 125 x 84 x h253 mm col Ø 67,8 mm		flacons 2,7 litres dim. 120 x 210 x h249 mm col Ø 65 mm	
flacons rectangulaires avec capuchon blanc avec joint					
	non vissé	AX38451		AX6101	
	vissé	AX38457		AX6107	
en emballage indiv.	vissé	AX38452		-	
stériles, en emb. indiv.	vissé	AX38454		AX6103	
flacons rectangulaires avec capuchon noir et obturateur					
	non vissé	AX38455		-	
en emballage indiv.	vissé	AX38456		-	

Conteneur de collecte d'urine 3 litres URISAFE® Simport® en polyéthylène HDPE

PE
HDPE



Graduations horizontales
et verticales pour une
utilisation homme ou femme.



- en polypropylène haute densité opaque, coloris orange
- capuchon à vis parfaitement étanche, en polypropylène
- bec verseur "sans goutte", ouverture facile
- soupape pour le contrôle du volume du débit
- graduations verticales et horizontales
- grande poignée
- résistant aux produits chimiques
- résistant à la congélation, la décongélation et la stérilisation

capacité	dimensions	incrément graduations	référence	Prix HT
3 litres	115 x 245 x h160 mm	100 ml	DS3011	