


## Collecte des urines système d'aspiration intégré tubes à vide, flacons et récipients 24 heures

- transfert hygiénique, sans perte d'échantillon et en toute sécurité de l'urine contenue dans le flacon, directement dans le tube à vide



### Flacons 120 ml, capuchon avec système d'aspiration intégré

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- polypropylène transparent
- capuchon hermétique en polyéthylène jaune avec joint torique interne et **système d'aspiration intégré**
- graduation jusqu'à 100 ml
- surface de marquage dépolie
- dim. : Ø 53 x h73 mm



|                         | référence | Prix HT | référence          | Prix HT |
|-------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|
|                         | en vrac   |         | emballage unitaire |         |
| Flacons standard        | AX408702  | les 450 | AX408726           | les 350 |
| Flacons <b>stériles</b> | AX408702G | les 400 | AX408726G          | les 350 |

### Tubes à vide 9 ml **stériles**

**PLASTIQUE**  
PET

- en PET (polytéréphtalate d'éthylène) avec capuchon interne en caoutchouc et capuchon extérieur en polyéthylène jaune
- étiquette d'identification de l'échantillon, avec lot, date de péremption, marque CE et espace de marquage



| capacité | stériles           | référence | Prix HT  |
|----------|--------------------|-----------|----------|
| 9 ml     | -                  | AX408900  | les 1000 |
| 9 ml     | avec acide borique | AX408910  | les 1000 |

### Système de collecte à vide pour tube

- en polypropylène transparent avec aiguille en acier recouverte de caoutchouc
- canule en polypropylène
- en emballage individuel



| long. totale | canule         | référence | Prix HT |
|--------------|----------------|-----------|---------|
| 140 mm       | Ø 2,5 x 75 mm  | AX408914  | les 100 |
| 220 mm       | Ø 2,5 x 160 mm | AX408922  | les 100 |

### Récipients de collecte 24 h - 3 litres

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- forme rectangulaire avec poignée
- corps en polypropylène brun opaque
- capuchon en polypropylène blanc standard ou **jaune avec système d'aspiration**, suivant modèle
- joint torique interne pour une étanchéité totale
- étiquette d'identification de l'échantillon
- bande verticale translucide graduée sur le côté



| capacité | canule | référence | Prix HT |
|----------|--------|-----------|---------|
| 3 litres | -      | AX408610  | les 30  |
| 3 litres | courte | AX408600  | les 30  |
| 3 litres | longue | AX408601  | les 30  |