

Kit de prélèvement stérile avec pelle et flacon vissant



i Pour le prélèvement de substances solides ou semi-solides.



- facilité totale du prélèvement sur le terrain : **tout en un**, flacon de prélèvement et pelle stériles
- la pelle de prélèvement est intégrée au bouchon vissant permettant ainsi de simplifier au maximum les manipulations
- **moins de manipulations = moins de contaminations**
- technique : dévisser le bouchon du flacon grâce à la poignée de la pelle intégrée, prélever l'échantillon avec la pelle et placer le simplement dans le flacon en revissant le bouchon
- **pelle 60 ml en polystyrène** : Ø28 x 100 mm avec poignée long. 70 mm
- **flacon 200 ml en styrène** : Ø50 x 110 mm

référence	Prix HT
-----------	---------

F36915 Kit flacon de prélèvement stérile avec pelle intégrée, en emballage individuel stérile, le lot de 25

F19856 Support 6 emplacements pour kit flacon complet

Cuillères en polypropylène ou polystyrène



i Standard ou stériles en emballage individuel.



Ideales pour prélèvements en vue d'analyses au laboratoire, particulièrement dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique.


- autoclavables à 121°C
- capacité 1 à 15 ml, longueur 180 mm
- en polypropylène ou polystyrène moulé

capacité	largeur	référence	Prix HT
cuillères standard PP			
1 ml	20 mm	F36723	les 12
2 ml	25 mm	F36724	les 12
5 ml	30 mm	F36725	les 12
15 ml	39 mm	F36726	les 12
Assortiment de 3 cuillères de chaque taille (total 12)		F36727	le jeu
cuillères stériles PS en emballage individuel			
1,0 ml	20 mm	H36940	les 200
2,5 ml	25 mm	H36942	les 200
5,0 ml	30 mm	H36944	les 200
15,0 ml	39 mm	H36946	les 200

Cuillères, fourchettes et couteaux stériles



i Stériles en emballage individuel.



- en polystyrène blanc résistant
- manche : 120 x 9 x 3 mm, longueur totale : 175 mm
- en emballage individuel stériles par rayons gamma

type	dim. A	référence	Prix HT
cuillère 10 ml	55 x 38 mm	PB1001	les 100
fourchette	55 x 25 mm	PB1002	les 100
couteau	55 x 19 mm	PB1003	les 100

Kit de prélèvement stérile pelle et sachet



i Prélèvements de produits alimentaires ou pharmaceutiques.



- pelle et sachet auto-fermant **emballés et stérilisés ensemble**
- après prélèvement, la pelle peut être placée dans le sachet avec l'échantillon
- zone de marquage sur le sachet
- **sachet auto-fermant** conçu pour être manipulé sans aucune contamination
- languettes semi-rigides pour le maintien en **position ouvert du sachet pendant le prélèvement**
- pour produits **solides ou liquides**, fermeture étanche
- **pelle 50 ml en polystyrène** : 75 x 42 x 31 mm avec poignée 100 mm
- **sachet 500 ml en polyéthylène** : dim. 225 x 115 mm

référence	Prix HT
-----------	---------

F36910 Kit en emballage stérile individuel, les 50