




## lancettes de sécurité :

- prélèvement sûr et sans douleur du sang capillaire
- aucun risque de blessure : la lancette est maintenue dans le boîtier avant et après la manipulation
- usage unique : après le déclenchement du dispositif de sécurité, les lancettes ne sont plus utilisables

## Microlances et lancettes stériles en acier

certification  
DM 93/42/CE



1

2

- forme anatomique, spécialement étudiée pour une pénétration sans douleur
- stériles par rayons gamma, en emballage individuel

|                      | référence | Prix HT |
|----------------------|-----------|---------|
| Microlances en acier | ML1145 1  | les 200 |
| Lancettes en acier   | VX1800 2  | les 200 |

## Stylo piqueur et lancettes stériles

certification  
DM 93/42/CE



- profondeur de pénétration réglable sur 6 niveaux
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- retrait de la lancette par éjection
- lancettes stériles par rayons gamma
- compatible avec la majorité des lancettes d'autres marques

|                             | référence | Prix HT |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Stylo piqueur sans lancette | VX1850    |         |
| lancettes stériles          |           |         |
| lancette 23 G               | ● VX1851  | les 200 |
| lancette 28 G               | ● VX1852  | les 200 |
| lancette 30 G               | ● VX1853  | les 200 |
| lancette 32 G               | ● VX1854  | les 200 |

## Lancettes de sécurité néonatales stériles Steriheel Baby II®

certification  
DM 93/42/CE



Pour nourrissons et prématurés : flux sanguin maximum avec une pénétration minimum.



- languette de sécurité : lame entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique
- coupure très rapide, cicatrisation rapide
- stériles par rayons gamma

| incision (prof. x larg.) | référence | Prix HT |
|--------------------------|-----------|---------|
| Lancettes 0,65 x 1,40 mm | ● VX1810  | les 50  |
| Lancettes 0,85 x 1,75 mm | ● VX1811  | les 50  |
| Lancettes 1,00 x 2,50 mm | ● VX1812  | les 50  |
| Lancettes 1,14 x 2,80 mm | ● VX1813  | les 50  |
| Lancettes 2,00 x 3,00 mm | ● VX1814  | les 50  |

## Lancettes de sécurité stériles Sterilance Press II®

certification  
DM 93/42/CE

- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité : lancette entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique



| incision (prof. x larg.) | référence | Prix HT |
|--------------------------|-----------|---------|
| Lancettes 1,8 mm x 18 G  | ● VX1820  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 30 G  | ● VX1821  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 28 G  | ● VX1822  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 26 G  | ● VX1823  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 21 G  | ● VX1824  | les 100 |
| Lancettes 2,2 mm x 21 G  | ● VX1825  | les 100 |
| Lancettes 2,8 mm x 21 G  | ● VX1826  | les 100 |

## Lancettes de sécurité stériles Sterilance Lite III®

certification  
DM 93/42/CE

- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- lancette entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique




| incision (prof. x larg.) | référence | Prix HT |
|--------------------------|-----------|---------|
| Lancettes 1,8 mm x 18 G  | ● VX1830  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 28 G  | ● VX1831  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 26 G  | ● VX1832  | les 100 |
| Lancettes 2,4 mm x 26 G  | ● VX1833  | les 100 |
| Lancettes 1,8 mm x 21 G  | ● VX1834  | les 100 |
| Lancettes 2,4 mm x 21 G  | ● VX1835  | les 100 |

## Lancettes de sécurité stériles Sterilance Flex®

certification  
DM 93/42/CE

pénétration réglable

- profondeur de pénétration réglable sur 3 niveaux
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité : lancette entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique



| incision (prof. x larg.) | référence | Prix HT |
|--------------------------|-----------|---------|
| 1,2 mm x 26 G            |           |         |
| Lancettes 1,8 mm x 26 G  | ● VX1840  | les 100 |
| 2,4 mm x 26 G            |           |         |
| 1,2 mm x 28 G            |           |         |
| Lancettes 1,8 mm x 28 G  | ● VX1845  | les 100 |
| 2,4 mm x 28 G            |           |         |