

Flacons urine SpecTainer™ en polypropylène

PP
transparent

- capuchon à vis et joint étanche, en polyéthylène
- stries moulées sur le capuchon et la base du flacon pour une meilleure préhension
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- exempt de latex
- résistants à une pression de 95 kPa
- sceau inviolable sur les modèles stériles
- étiquette de marquage
- température : -90°C à +100°C



Modèles avec capuchon inviolable

- au vissage, l'obtention d'un "clic" assure la bonne position de la bague et son verrouillage ; à l'ouverture, la bague est retenue sur le filetage permettant de repérer facilement si le flacon a été ouvert

capacité	Non stériles (jaunes)		Stériles (bleus)	
	flacons standard			
60 ml	DS3421	les 100	DS3424	les 100
90 ml	DS3422	les 100	DS3425	les 100
120 ml	DS3423	les 100	DS3426	les 100
flacons à capuchon inviolable				
60 ml	DS3431	les 100	DS3434	les 100
90 ml	DS3432	les 100	DS3435	les 100
120 ml	DS3433	les 100	DS3436	les 100

Flacons urine SpecTainer™ en polypropylène biodégradable

PP
transparent

- capuchon à vis et joint étanche, en polyéthylène biodégradable
- exempt de métaux lourds, biodégradable : moins de 7 ans
- stries moulées sur le capuchon et la base du flacon pour une meilleure préhension
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- exempt de latex
- résistants à une pression de 95 kPa
- sceau inviolable sur les modèles stériles
- étiquette de marquage
- température : -90°C à +100°C



Modèles avec capuchon inviolable

- au vissage, l'obtention d'un "clic" assure la bonne position de la bague et son verrouillage ; à l'ouverture, la bague est retenue sur le filetage permettant de repérer facilement si le flacon a été ouvert

capacité	Non stériles (or)		Stériles (verts)	
	flacons standard			
60 ml	DS3441	les 100	DS3444	les 100
90 ml	DS3442	les 100	DS3445	les 100
120 ml	DS3443	les 100	DS3446	les 100
flacons à capuchon inviolable				
60 ml	DS3451	les 100	DS3454	les 100
90 ml	DS3452	les 100	DS3455	les 100
120 ml	DS3453	les 100	DS3456	les 100

Conteneur de collecte d'urine 3 litres URISAFE® Simport® en polyéthylène HDPE

PE
HDPE



Graduations horizontales
et verticales pour une
utilisation homme ou femme.



- en polypropylène haute densité opaque, coloris orange
- capuchon à vis parfaitement étanche, en polypropylène
- bec verseur "sans goutte", ouverture facile
- soupape pour le contrôle du volume du débit
- graduations verticales et horizontales
- grande poignée
- résistant aux produits chimiques
- résistant à la congélation, la décongélation et la stérilisation

capacité	dimensions	incrément graduations	référence	Prix HT
3 litres	115 x 245 x h160 mm	100 ml	DS3011	

Pince à crachats

- pince spéciale à 2 anses pour le prélèvement des crachats pour examen bactériologique
- longueur : 215 mm : suffisamment longue pour pénétrer dans tous les tubes
- pince en métal chromé - anses en contracid
- anses interchangeable



référence	Prix HT
PC Pince à crachat avec anses	