

## Agitateur rotateur jusqu'à 26 x tubes

vitesse réglable  
10 à 100 tr/min

Nombres combinaisons : rotation, vibrations, va et vient.



- mouvements : rotation, va et vient (angle réglable 15 à 90°), vibrations (angle réglable 1 à 5°)
- en mode d'arrêt, la plate-forme s'arrête dans un plan horizontal
- minuterie 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- livré avec portoir 26 tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) **1**



vitesse réglable	10 à 100 tr/min
charge max.	0,5 kg
dimensions	365 x p155 x h195 mm
alimentation	230 V / 50 Hz
<b>Rotateur avec portoir 26 tubes</b>	<b>ROL260</b>
<b>Portoirs supplémentaires</b>	
Portoir combiné 12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) et 5 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL262 <b>2</b>
Portoir 22 tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL263 <b>3</b>
Portoir 10 tubes jusqu'à 50 ml (Ø 20-30 mm)	ROL264 <b>4</b>
Portoir 10 tubes jusqu'à 50 ml (Ø 25-30 mm)	ROL261 <b>5</b>

## Mini-agitateur rotateur jusqu'à 22 tubes

vitesse réglable  
5 à 30 tr/min

► livré avec une plate-forme standard



- minuterie : 1 min à 24 heures et mode en continu jusqu'à 8 heures
- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +40°C
- livré avec un portoir 22 tubes (ROL1011)



vitesse réglable	5 à 30 tr/min
dimensions / poids	325 x 190 x h155 mm / 1,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
<b>Rotateur avec portoir 22 tubes</b>	<b>ROL1010</b>
<b>Portoirs supplémentaires</b>	
Portoir 22 tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL1011 <b>1</b>
Portoir combiné 12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) et 4 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL1012 <b>2</b>
Portoir 18 tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL1013 <b>3</b>

## Agitateur rotateur jusqu'à 48 x tubes

vitesse réglable  
10 à 100 tr/min

Nombres combinaisons : rotation, vibrations, va et vient.



- mouvements : rotation, va et vient (angle réglable 15 à 90°), vibrations (angle réglable de 1 à 5°)
- minuterie : 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- livré avec portoir 48 tubes **1**



vitesse réglable	10 à 100 tr/min
charge max.	0,8 kg
dimensions	420 x p230 x h230 mm
alimentation	230 V / 50 Hz
<b>Rotateur avec portoir 48 tubes</b>	<b>ROL480</b>
<b>Portoirs supplémentaires</b>	
Portoir combiné 30 tubes 8 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm) 22 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL481 <b>3</b>
Portoir 14 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL482 <b>2</b>
Portoir 48 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL483 <b>1</b>