

## Agitateur rotateur à broche jusqu'à 48 x tubes

vitesse max.

70 tr/min


- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- vitesse réglable en continu
- minuteur programmable : de 1 à 1199 minutes
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR



<b>vitesse</b>	réglable 10 à 70 tr/min
<b>protection</b>	IP21
<b>dim. / poids</b>	510x220xh260 mm / 8 kg
<b>puissance</b>	40 W
<b>alimentation</b>	240 V, 50 Hz
<b>Rotateur</b>	ROX160

Broches à tubes pour rotateur	Prix HT
ROX161 Broche 48 x 1,5 ml	1
ROX162 Broche 24 x 50 ml	2
ROX163 Broche 16 x 15 ml	3
ROX164 Broche 24 x 15 ml	4
ROX165 Broche 32 x 1,5 ml	5
ROX166 Broche 16 x 50 ml	6

Broches à tubes pour rotateur horizontal



## Agitateur rotateur compact

vitesse max.

80 tr/min


- ▶ peut être placé en incubateur



- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- livré avec 36 pinces pour tubes :  
12 pinces pour tubes 1,5 ml  
12 pinces pour tubes 15 ml  
12 pinces pour tubes 50 ml

<b>vitesse</b>	réglable 0 à 80 tr/min
<b>protection</b>	IP21
<b>dim. / poids</b>	530 x 150 x h190 mm / 1,7 kg
<b>puissance</b>	20 W
<b>alimentation</b>	240 V, 50 Hz
<b>Rotateur</b>	ROL110

Livré avec 36 pinces pour tubes



## Secoueur d'Erlenmeyers

vitesse réglable

50 à 800 osc/min



Imite l'agitation manuelle.



- équipé de 2 bras avec chacun 4 pinces à 3 doigts pour agiter simultanément jusqu'à 8 Eriens
- régulateur optoélectronique : vitesse stable et reproductible
- imite l'agitation manuelle
- minuterie 0 à 60 minutes ou fonctionnement en continu

<b>vitesse</b>	50 à 800 osc/min
<b>amplitude</b>	8 mm
<b>charge max.</b>	8 x 500 ml ou 4 x 1 litre
<b>dim. / poids</b>	240 x 240 x 230 mm / 8,2 kg
<b>alimentation</b>	230 V, 50 Hz
<b>Secoueur</b>	MX250