

Secoueur vortex compact  
vitesse fixe



► puissant, robuste et stable

vitesse	fixe 3000 tr/min
poids	0,8 kg
orbite	Ø 4,8 mm
protection	IP21
dimensions	134 x 134 x h70,5 mm
alimentation	230 V - 50 Hz / 20 W
Vortex	VTX280

Secoueur vortex  
vitesse réglable



► excellente stabilité



- mise en service automatique par légère pression du tube sur le support
- fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"
- stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc
- puissance : 60 W
- livré complet avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm

Secoueur vortex Heidolph®



**Accessoires**

	réf.	Prix HT
Statif pour tube	HE4501 [1]	
Support ballon 50 ml	HE4502 [2]	
Support 10 tubes Ø10 x max. h60 mm	HE4503 [3]	
Support 6 x 1,5 ml	HE4504 [4]	

- fonctionnement par pression sur la tête d'agitation ou en continu
- livré avec une tête pour tubes Ø 20 mm
- autres dispositifs en option

vitesse	réglable 0 à 2500 tr/min
poids	2,8 kg
orbite	Ø 5 mm
protection	IP 22
dimensions	134 x 105 x h172 mm
alimentation	230 V - 50 Hz / 51 W
Vortex	HE4510

Support et inserts en option



support / inserts	réf.	Prix HT
pour insert Ø100	VTX510 [1]	
Inserts en mousse perforée		
8 tubes 20 mm	VTX515 [2]	
8 tubes 16 mm	VTX514 [3]	
12 tubes 12 mm	VTX513	
18 tubes 10 mm	VTX512 [4]	
48 µtubes PCR	VTX511 [5]	
Plaque en mousse à picots		
plaque Ø100 mm	VTX516 [6]	

vitesse	réglable 0 à 2500 tr/min
poids	3,5 kg
orbite	Ø 4 mm
protection	IP21
dimensions	127 x 130 x h160 mm
alimentation	230 V - 50 Hz / 60 W
Vortex	VTX500