

Mini-agitateur rotateur jusqu'à 22 tubes

vitesse réglable
5 à 30 tr/min



- minuterie : 1 min à 24 heures et mode en continu jusqu'à 8 heures
- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +40°C
- livré avec un portoir 22 tubes (ROL1011) [1]

vitesse réglable	5 à 30 tr/min
dimensions / poids	325 x 190 x h155 mm / 1,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rotateur avec portoir 22 tubes	ROL1010
Portoirs supplémentaires	
Portoir 22 tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL1011 [1]
Portoir combiné 12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) et 4 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL1012 [2]
Portoir 18 tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL1013 [3]

Agitateur rotateur jusqu'à 26 tubes

vitesse réglable
10 à 100 tr/min



Nombreuses combinaisons :
rotation, vibrations, va et vient.

- mouvements : rotation, va et vient (angle réglable 15 à 90°), vibrations (angle réglable 1 à 5°)
- en mode d'arrêt, la plate-forme s'arrête dans un plan horizontal
- minuterie 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- livré avec portoir 26 tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) [1]



vitesse réglable	10 à 100 tr/min
charge maximum	0,5 kg
dimensions	365 x p155 x h195 mm
alimentation	230 V / 50 Hz
Rotateur avec portoir 26 tubes	ROL260
Portoirs supplémentaires	
Portoir combiné 12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm) et 5 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL262 [2]
Portoir 22 tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL263 [3]
Portoir 10 tubes jusqu'à 50 ml (Ø 20-30 mm)	ROL264 [4]
Portoir 10 tubes jusqu'à 50 ml (Ø 25-30 mm)	ROL261 [5]

Agitateur rotateur jusqu'à 48 tubes

vitesse réglable
10 à 100 tr/min



Nombreuses combinaisons :
rotation, vibrations, va et vient.

- mouvements : rotation, va et vient (angle réglable 15 à 90°), vibrations (angle réglable de 1 à 5°)
- minuterie : 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- livré avec portoir 48 tubes [1]

vitesse réglable	10 à 100 tr/min
charge maximum	0,8 kg
dimensions	420 x p230 x h230 mm
alimentation	230 V / 50 Hz
Rotateur avec portoir 48 tubes	ROL480
Portoirs supplémentaires	
Portoir 48 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL483 [1]
Portoir 14 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)	ROL482 [2]
Portoir combiné 30 tubes 8 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm) 22 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)	ROL481 [3]

Secoueur d'Erlenmeyers

vitesse réglable
50 à 800 osc/min

Imite
l'agitation manuelle.



- équipé de 2 bras avec chacun 4 pinces à 3 doigts pour agiter simultanément jusqu'à 8 Erlen
- régulateur optoélectronique : vitesse stable et reproductible
- minuterie 0 à 60 minutes ou fonctionnement en continu

vitesse	50 à 800 osc/min
amplitude	8 mm
charge max.	8 x 500 ml ou 4 x 1 litre
dim. / poids	240 x 240 x 230 mm / 8,2 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	MX250