

Agitateur rotateur à broches jusqu'à 48 tubes

vitesse maxi
70 tr/min


- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- vitesse réglable en continu
- minuteur 1 à 1199 minutes
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR



vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
protection	IP21
dim. / poids	510x220x260 mm / 8 kg
puissance	40 W
alimentation	230 V - 50 Hz
Rotateur	ROX160

Broches à tubes pour rotateur	Prix HT
ROX161 Broche 48 x 1,5 ml	1
ROX162 Broche 24 x 50 ml	2
ROX163 Broche 16 x 15 ml	3
ROX164 Broche 24 x 15 ml	4
ROX165 Broche 32 x 1,5 ml	5
ROX166 Broche 16 x 50 ml	6

Broches à tubes pour rotateur horizontal



Agitateur rotateur compact

vitesse maxi
80 tr/min


▶ peut être placé en incubateur



- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- livré avec 36 pinces pour tubes :
12 pinces pour tubes 1,5 ml
12 pinces pour tubes 15 ml
12 pinces pour tubes 50 ml

vitesse	réglable 0 à 80 tr/min
protection	IP21
dim. / poids	530 x 150 x h190 mm / 1,7 kg
puissance	20 W
alimentation	230 V - 50 Hz
Rotateur	ROL110

Livré avec 36 pinces pour tubes



Agitateur à disque orientable


- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- contrôle digital de la vitesse
- minuteur 1 à 1199 minutes
- possibilité de superposer plusieurs disques à l'aide de 4 tiges support
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR



vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
axe de rotation	réglable 0 à 90°
protection	IP21
dim. / poids	210 x 280 x h300 mm / 8 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rotateur	ROX150 1

Disques rotatifs	Prix HT
ROX151 60 tubes 1,5 ml	2
ROX152 8 tubes 50 ml	3
ROX153 16 tubes 15 ml	4
ROX154 Tiges support de disque, les 4	5

Disques rotatifs pour rotateur



Agitateur à disque compact



▶ peut être placé en incubateur



- puissance : 20 W
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- livré avec 36 pinces :
12 pinces pour tubes 1,5 ml
12 pinces pour tubes 15 ml
12 pinces pour tubes 50 ml

vitesse	réglable 0 à 80 tr/min
axe de rotation	fixe 90°
protection	IP21
dim. / poids	220 x 300 x h310 mm / 2 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rotateur	ROX110

Livré avec 36 pinces pour tubes

