

Secoueur Vortex Heidolph® pour verrerie



vitesse réglable	150 à 1350 tr/min
orbite	Ø 3 mm
plate-forme	220 x 220 mm
modes	programmé ou continu
minuterie	1 à 120 minutes
protection	IP30
dim. / poids	245 x 310 x h125 mm / 5,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur vibrant	HE4560

- charge maximum 2 kg
- réglage temps et vitesse
- minuterie 1 à 120 minutes
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps programmé est écoulé
- livré avec tapis caoutchouc antidérapant
- en option, accessoires pour agitation de verrerie de toute taille

Support universel coulissant



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 2 rouleaux de fixation coulissants verticalement sur 2 niveaux, recouverts de caoutchouc

référence	Prix HT
HE4531	Dispositif de fixation
HE4532	Rouleau de fixation

Plateau et tulipes pour verrerie



- capacité : 2 à 16 tulipes

référence	Prix HT
HE4541	Plateau sans tulipes
Tulipes	
HE4542	Tulipe pour Erlen 25 ml
HE4543	Tulipe pour Erlen 50 ml
HE4544	Tulipe pour Erlen 100 ml
HE4545	Tulipe pour Erlen 250 ml
HE4546	Tulipe pour Erlen 500 ml
HE4547	Tulipe pour Erlen 1000 ml

Secoueur orbital Heidolph®

charge maxi	dim. plateforme
2 kg	220 x 220 mm



- charge max. 2 kg
- réglages de la vitesse et du temps
- minuterie réglable de 1 à 120 minutes, ou mode continu
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps défini est écoulé
- plate-forme recouverte d'un tapis en caoutchouc
- protection IP30
- supports et fixation en option

	secoueur orbital
mouvement	orbital Ø 20 mm
vitesse réglable	20 à 300 tr/min
puissance	33 W
dim. (lxpxh) / poids	245 x 310 x h125 mm / 5,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur orbital	HE4570