

### Secoueur orbital Mini100 Orbital Genie®

charge maxi **3 kg**    dim. plateforme **290 x 290 mm**    



1

- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- livré avec une plate-forme antidérapante
- possibilité d'ajouter 1 ou 2 plates-formes empilables supplémentaires, en option



1 + 2 + 2

	secoueur orbital
vitesse réglable	20 à 100 tr/min
rotation orbitale	Ø 19 mm
charge maximale	3 kg
plateau	290 x 290 mm
dim. (lxp) / poids	350 x 350 mm / 10 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur avec plate-forme antidérapante	SN1300 <a href="#">1</a>
Plate-forme supplémentaire avec barres de fixation	SN1301 <a href="#">2</a>

### Secoueurs orbitaux Mini300 Orbital Genie®

charge maxi **3 kg**    dim. plateforme **305 x 305 mm**    



1



2



3

- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- 3 configurations : plate-forme antidérapante, plateau pour pinces tulipes, plateau avec support universel à 3 rouleaux

	secoueur orbital
vitesse réglable	35 à 300 tr/min
rotation orbitale	Ø 19 mm
charge maximale	3 kg
plateau	305 x 305 mm
dim. (lxp) / poids	350 x 350 mm / 10 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur avec plate-forme adhésive	SN1350 <a href="#">1</a>
Secoueurs avec plateau pour pinces tulipes (livré sans pinces, pinces en option)	SN1360 <a href="#">2</a>
Secoueur avec support universel 3 rouleaux	SN1370 <a href="#">3</a>

#### Pinces tulipes



référence	Prix HT
SN1361 Pince flacon 100 ml	
SN1362 Pince flacon 125/150 ml	
SN1363 Pince flacon 250 ml	
SN1364 Pince flacon 500 ml	
SN1365 Pince flacon 1 litre	
SN1366 Pince flacon 2 litres	

#### Accessoires pour SN1370

élastiques de maintien permettant l'agitation de tubes jusqu'à Ø 29 mm



référence	Prix HT
SN1371 Portoir 12 tubes	
SN1372 Rouleau supplémentaire	