

Secoueur orbital capacité 2 kg

vitesse réglable
100 à 1200 tr/min



1+2

- plate-formes : 300 x 300 mm, 200 x 285 mm, 200 x 265 mm
- charge maximum : 2 kg
- mouvement orbital Ø 3 mm
- affichage digital LED : temps et vitesse
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur
- construction en ABS
- minuterie 0 à 99 min et position pour fonctionnement en continu
- dimensions (lpxh) / poids : 256 x 317 x h127 mm / 7,3 kg
- temp. ambiante admissible : +4 à 65°C
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré sans plate-forme



référence

Prix HT

VX310 1 Secoueur orbital sans plate-forme

plates-formes


VX311 2 Plate-forme standard 300 x 300 mm avec tapis adhérent

VX312 3 Plate-forme 200 x 285 mm pour 4 micro-plaques

VX320 4 Plate-forme universelle 200 x 265 mm, système presseur pour bouteilles, racks etc.

Secoueur orbital vitesse lente capacité 5 kg

vitesse réglable
3 à 60 tr/min



Idéal pour les colorations et lavages des gels fragiles.

- plate-forme : 300 x 300 mm
- charge maximum : 5 kg
- mouvement orbital Ø 19 mm
- orbite large et vitesse lente : idéal pour la coloration et le lavage de gels
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur de +4 à +70°C
- minuterie 20 à 120 min réglable par pas de 10 min, position pour fonctionnement en continu
- dim. (lpxh) / poids : 255 x 320 x h160 mm / 6,6 kg

- temp. ambiante admissible : +4 à +70°C
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec plate-forme acier 300 x 300 mm et tapis caoutchouc adhérent


référence

Prix HT

VX5LS Secoueur orbital 5 kg vitesse lente avec plate-forme

Secoueurs balançoire 5 kg

vitesse réglable
5 à 120 osc/min



- plates-formes simples 26 x 20 cm ou 30 x 30 cm
- plates-formes doubles 30 x 30 cm, espacement 9 cm
- charge maximum : 5 kg
- mouvement balançoire angle fixe 7°
- vitesse réglable : 5 à 120 osc/min
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur de +4 à +70°C
- construction en ABS
- dim. (lpxh) / poids : 255 x 320 x 160 mm / 6,6 kg
- alim. : 230 V / 50 Hz
- livré complet avec plate-forme

référence

Prix HT

VX25 1 Secoueur balançoire 5 kg, plate-forme simple 26 x 20 cm

VX25XL Secoueur balançoire 5 kg plate-forme simple 30 x 30 cm

VX25XLD 2 Secoueur balançoire 5 kg plate-forme double 30 x 30 cm