


## Secoueurs universels 8 kg




- construction robuste en acier
- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité et de la vitesse d'agitation
- minuterie 0 à 60 min ou fonctionnement en continu
- conditions amb. : +10 à +50°C, 70 % HR
- maintien des accessoires de fixation par 4 pinces en plastique
- livrés sans support



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient
<b>vitesse réglable</b>	20 à 500 tr/min - Ø 10 mm	20 à 300 osc/min - élongation 20 mm
<b>plate-forme</b>	330 x 330 mm	330 x 330 mm
<b>charge max.</b>	<b>8 kg</b>	<b>8 kg</b>
<b>dimensions</b>	380x510x140 mm / 11 kg	380x510x140 mm / 11 kg
<b>alimentation</b>	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
<b>Secoueurs universels</b>	<b>GF3005</b>	<b>GF3006</b>


### Support universel



- pour Erlen, ballons à fond plat ou à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 4 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc
- 3 hauteurs au choix : 25, 45 ou 65 mm

**référence** **Prix HT**  
**GF3100** Support universel avec 4 rouleaux

### Support-plateau



- support-plateau recouvert d'un tapis en caoutchouc pour cultures cellulaires, milieu de culture, etc.
- surface pose 300 x 300 mm

**référence** **Prix HT**  
**GF3210** Support-plateau

### Support à pinces pour Erlens 25 à 1000 ml



- composé d'un plateau perforé prévu pour recevoir des pinces pour ballons à fond rond, ballons à fond plat, fioles, Erlen etc.
- surface pose 330 x 330 mm

**référence** **Prix HT**  
**GF3500** Plateau perforé

Pinces interchangeables			Prix HT
référence	capacité max du plateau		
GF10	45 x Erlen	25 ml	
GF11	25 x Erlen	50 ml	
GF12	16 x Erlen	100 ml	
GF13	12 x Erlen	200 ml	
GF14	9 x Erlen	300 ml	
GF15	9 x Erlen	500 ml	
GF16	4 x Erlen	1000 ml	


### Portoirs de tubes à essai



- portoirs de tubes inox inclinables jusqu'à 90°
- capacité par portoir :  
 24 tubes Ø16/17 x h160 ou h100 mm  
 ou 24 tubes Ø12 x h100 ou h75 mm
- 3 portoirs max. par plateau

**référence** **Prix HT**  
**GF3500** Plateau perforé  
**GF3955** Portoir inox 24 places

### Support ampoules à décanter



**référence** **Prix HT**  
**GF3500** Plateau perforé

Supports pour ampoules à décanter			Prix HT
référence	capacité max du plateau		
GF20	6 x Erlen	50 ml	
GF21	6 x Erlen	100 ml	
GF22	4 x Erlen	250 ml	
GF23	3 x Erlen	500 ml	