



Étalonnage COFRAC

Les thermomètres à dilatation peuvent être livrés avec un certificat d'étalonnage COFRAC ou rattaché COFRAC (suivant modèle) : voir page 1268.

Thermomètres universels échelle encapsulée

SANS MERCURE

- capillaire avec liquide neutre ou gallium
- verre transparent
- application générale
- livrés en boîtier plastique transparent



gamme	grad.	diamètre	long.	référence	Prix HT
capillaire avec liquide neutre					
-35 à + 50°C	1°C	Ø7/8 mm	260 mm	AT3700	
-10 à + 50°C	1°C	Ø7/8 mm	200 mm	AT3704	
-10 à +100°C	1°C	Ø7/8 mm	260 mm	AT3706	
-10 à +100°C	1°C	Ø7/8 mm	300 mm	AT3708	
-10 à +150°C	1°C	Ø7/8 mm	260 mm	AT3710	
-10 à +200°C	1°C	Ø7/8 mm	300 mm	AT3714	
-10 à +250°C	1°C	Ø7/8 mm	300 mm	AT3716	
capillaire avec gallium					
-10 à +420°C	1°C	Ø7/8 mm	340 mm	AT3722	

Thermomètres universels échelle gravée

SANS MERCURE

- capillaire avec liquide mouillant neutre ou gallium
- verre à fond blanc
- application générale
- livrés en boîtier plastique transparent



gamme	grad.	diamètre	long.	référence	Prix HT
capillaire avec liquide neutre					
-35 à + 50°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	260 mm	AT3800	
-10 à +100°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	260 mm	AT3806	
-10 à +100°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	300 mm	AT3808	
-10 à +150°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	260 mm	AT3810	
-10 à +200°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	300 mm	AT3814	
-10 à +250°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	300 mm	AT3816	
capillaire avec gallium					
0 à +360°C	1°C	Ø5,5/6,5 mm	340 mm	AT3828	

Thermomètres hautes températures

SANS MERCURE

- capillaire avec gallium
- échelle gravée ou encapsulée
- verre à fond blanc
- livrés en boîtier plastique transparent



gamme	grad.	diamètre	long.	référence	Prix HT
échelle gravée					
-10 à + 480°C	1°C	Ø6/7 mm	450 mm	AT3900	
-10 à + 610°C	1°C	Ø6/7 mm	450 mm	AT3902	
échelle encapsulée					
-10 à + 480°C	1°C	Ø9/10 mm	450 mm	AT3918	
-10 à + 610°C	1°C	Ø9/10 mm	450 mm	AT3922	

Thermomètres basses températures

SANS MERCURE

- capillaire avec liquide toluène (pentane pour AT4018)
- échelle gravée ou encapsulée
- conformes norme DIN 12 778
- livrés en boîtier plastique transparent



gamme	grad.	diamètre	long.	norme	référence	Prix HT
échelle encapsulée - verre transparent						
-50 à +50°C	1 °C	Ø8/9 mm	300 mm	DIN 12 778	AT4004	
-50 à +50°C	0,5°C	Ø8/9 mm	300 mm	-	AT4038	
-100 à +30°C	1 °C	Ø8/9 mm	300 mm	DIN 12 778	AT4008	
-100 à +30°C	0,5°C	Ø8/9 mm	400 mm	-	AT4040	
-200 à +30°C	1 °C	Ø8/9 mm	350 mm	DIN 12 778	AT4018	
échelle gravée - verre à fond blanc						
-50 à +50°C	1 °C	Ø6/7 mm	300 mm	DIN 12 778	AT4090	
-100 à +30°C	1 °C	Ø6/7 mm	300 mm	DIN 12 778	AT4092	