


### Kits complets UN3373 sachet 95 kPa + absorbant

UN3373

- boîte de transport avec impression UN3373 noire
- carton à double micro-cannelure ultra résistant
- patte de verrouillage
- sachets souples, étanches, résistants à une pression de 95 kPa, double fermeture sécurisée inviolable (zip et adhésif)
- absorbant, capacité d'absorption 150 ml



	kit UN3373 standard	kit UN3373 double largeur
<b>boîte carton</b>	190 x 190 x h44 mm	320 x 180 x h44 mm
<b>sachet 95 kPa</b>	1 x sachet 95 kPa 240 x 175 mm	1 x sachet 95 kPa 310 x 385 mm
<b>absorbant</b>	1 x absorbant absorption 150 ml	2 x absorbants absorption 2 x 150 ml
<b>Kits UN3373</b>	VK1280 <b>1</b>	VK1350 <b>2</b>

### Kits complets UN3373 sachet 95 kPa + cartouchiere absorbante

UN3373

- boîte de transport avec impression UN3373 noire
- carton à double micro-cannelure ultra résistant
- patte de verrouillage
- sachets souples, étanches, résistants à une pression de 95 kPa, double fermeture sécurisée inviolable (zip et adhésif)
- cartouchiere absorbante 6 places, capacité d'absorption 200 ml



	kit UN3373 standard	kit UN3373 2 cartouchières	kit UN3373 double largeur
<b>boîte carton</b>	190 x 190 x h44 mm	190 x 190 x h44 mm	320 x 180 x h44 mm
<b>sachet 95 kPa</b>	1 x sachet 95 kPa 240 x 175 mm	2 x sachets 95 kPa 240 x 175 mm	1 x sachet 95 kPa 310 x 385 mm
<b>cartouchiere absorbante</b>	1 x 6 places absorption 200 ml	2 x 6 places absorption 2 x 200 ml	1 x 6 places absorption 200 ml
<b>Kits UN3373</b>	BK1380 <b>1</b>	BK1420 <b>1</b>	BK1430 <b>2</b>