

### Enveloppes DIAGNOPLI® UN3373

UN3373



1

- expéditions à température ambiante
- fermeture inviolable
- enveloppe carton double face à petite cannelure, intérieur kraft, extérieur blanc
- impression UN3373 bleue

format	enveloppe Diagnopli®
dim. int.	250 x 170 mm
dim. ext.	315 x 230 x 20 mm / 86 g
poids	86 g
Enveloppes	CX1260 1 les 10

### Boîtes DIAGNOBOX® UN3373

UN3373



Emballages imprimés UN3373 ou UN2814 / UN2900, selon modèle, à compléter avec un emballage primaire et un emballage secondaire, l'un ou l'autre étanche et résistant à une pression de 95 kPa.



1

2

- boîtes livrées à plat, montage instantané
- emballage à usage unique avec système d'invulnérabilité
- carton double face à petite cannelure, intérieur kraft, extérieur blanc
- impression UN3373 noire

format	Format standard	Format A5 plat
dim. int.	260x100x110mm	230x170x35mm
dim. ext.	265x105x115mm / 88g	235x175x40mm / 83g
poids	88 g	83 g
Boîtes	CX1240 1	CX1250 2

### Boîte BIOTAINER® UN2814 / UN2900

UN2814



- carton à micro cannelure traité anti-humidité
- mentions obligatoires imprimées
- porte-documents intégré

format	boîte Biotainer®
dim. int.	270 x 260 x 370 mm
dim. ext.	270 x 260 x 370 mm / 95 g
poids	95 g
Boîtes	CX1130 1

### Kits UN3373 650 ml sans pot

UN3373



kits destinés à recevoir des tubes de prélèvement étanches et résistant à une pression différentielle de 95 kPa

- boîte de transport à rabats, patte de verrouillage, protection thermique aluminisée, impression UN 3373 noire
- absorbant, capacité d'absorption 150 ml
- modèle avec sachet plastique à zip



	kit BASIC	Kit avec sachet
boîte carton	100 x 100 x h200 mm	100 x 100 x h200 mm
sachet plastique à zip	-	1 sachet 180 x 280 mm
absorbant	1 absorbant absorption 150 ml	1 absorbant absorption 150 ml
Kits UN3373	BK0610 1	BK0620 2

### Kits UN3373 650 ml avec pot

UN3373

- pot à fermeture à vis 650 ml, avec opercule étanche et protection thermique aluminisée
- boîte de transport à rabats, patte de verrouillage, protection thermique aluminisée, impression UN 3373 noire



1

	Kit avec absorbant	Kit avec sachet et bulles
boîte en carton	100 x 100 x h200 mm	100 x 100 x h200 mm
pot	650 ml - Ø75 x h150 mm	650 ml - Ø75 x h150 mm
sachet plastique à zip	-	1 sachet 120 x 180 mm
absorbant	1 absorbant absorption 150 ml	-
papier bulle	-	1 papier bulle 300 x 400 mm
Kits UN3373	BK0630	BK0640