



Les conteneurs décrits sur cette page sont des emballages tertiaires composant d'un emballage UN3373, ils sont à compléter par un emballage primaire et un emballage secondaire, l'un ou l'autre étanche et résistant à une pression de 95 kPa.

Mallette isotherme 12 litres UN3373 / P650

i Conforme aux normes pour le transport aérien.



- conservation de -80° à +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène lavable, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane
- couvercle à charnières
- fermeture par grenouillère, possibilité de verrouillage par cadenas

capacité	12 litres
poignée	1 poignée centrale sur le couvercle, 2 poignées latérales, 1 bandoulière
épaisseur	30 mm
dimensions ext.	500 x 230 x h260 mm
dimensions int.	410 x 170 x h180 mm
poids à vide	3,3 kg
Mallette	CK1790

Sacs isothermes 12 à 50 litres UN3373 / P650

- poche porte-documents
- conservation de -80° à +20°C
- incinérables



capacité	12 litres	35 litres	50 litres
poignée	sangle bandoulière	sangle bandoulière	sangle bandoulière
fermeture	Velcro®	Velcro®	Velcro®
extérieur	polyester	nylon	nylon
intérieur	aluminium, qualité contact alimentaire	aluminium, qualité contact alimentaire	aluminium, qualité contact alimentaire
isolation thermique	mousse 12 mm	Paracalor® Pro	mousse 12 mm
dimensions ext.	200 x 200 x h300 mm	300 x 300 x h400	330 x 310 x h510
Sacs blanc	CK1760 [3]	-	-
Sacs bleu	CK1761 [4]	-	CK1764 [1]
Sacs orange	CK1762 [5]	-	-
Sacs rouge	-	CK1763 [2]	-

Caissons isothermes réutilisables UN3373 / P650 10 à 30 litres - épaisseur isolation 40 à 45 mm

👍 Grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques.



- conservation de -80° à +20°C
- intérieur et couvercle en polypropylène lavable
- extérieur en polypropylène cannelé lavable
- isolation en mousse polyuréthane 40 à 45 mm
- utilisation compatible avec de la glace sèche
- incinérables
- modèles avec sangle ou 2 poignées

capacité	10 litres	20 litres	28 litres	30 litres
épaisseur	40 mm	45 mm	40 mm	45 mm
fermeture	-	Velcro®	Velcro®	Velcro®
dim. ext.	310 x 310 x h320 mm	385 x 385 x h385 mm	710 x 320 x h290 mm	440 x 350 x h460 mm
dim. int.	220 x 220 x h220 mm	275 x 275 x h275 mm	620 x 230 x h200 mm	350 x 245 x h340 mm
poids à vide	2,00 kg	3,00 kg	3,30 kg	3,80 kg
Conteneurs	CK1750 [1]	CK1751	CK1752	-
Conteneurs 1 sangle	CK1753	CK1754	-	CK1755 [2]
Conteneurs 2 poignées	CK1756	CK1757	-	CK1758