

TUBES DE CULTURE

Tubes de culture fond rond, verre sodocalcique



capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
4 ml	8,20 mm	9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AD10075 les 250	
6 ml	10,10 mm	11,60 mm	75 mm	0,50 mm	AD10075T les 550	
6 ml	10,20 mm	11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AD12075 les 250	
10 ml	11,10 mm	12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AD13100 les 250	
15 ml	13,95 mm	15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AD16100 les 250	
22 ml	13,55 mm	16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AD16150 les 250	
27 ml	14,40 mm	16,00 mm	160 mm	0,55 mm	AD16160 les 500	
28 ml	15,00 mm	18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD18150 les 250	
34 ml	17,20 mm	20,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD20150 les 100	


Tubes de culture fond plat en verre sodocalcique fermeture à vis, capuchon alu



- livrés sans capuchon
- capuchons à vis en aluminium avec joint caoutchouc qualité pharmaceutique, autoclavables

capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
24 ml	14,2 mm	17,7 mm	144 mm	1,05 mm	ABP18145 les 250	
capuchons						
Capuchons à vis en aluminium						AB18420 les 500

Tubes de culture fond rond en verre borosilicaté 3.3



capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
4 ml	8,20 mm	9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AB10075 les 250	
6 ml	10,20 mm	11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AB12075 les 250	
10 ml	11,10 mm	12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AB13100 les 250	
15 ml	13,95 mm	15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AB16100 les 250	
22 ml	13,55 mm	16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AB16150 les 250	
28 ml	15,00 mm	18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AB18150 les 250	

Tubes fond rond en verre borosilicaté 3.3 fermeture à vis, capuchon PP



- livrés sans capuchon
- capuchons à vis avec joint caoutchouc qualité pharmaceutique, autoclavables

capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	filetage	référence	Prix HT
tubes de culture en verre borosilicaté à fond rond							
5 ml	10,7 mm	12,7 mm	100 mm	1,00 mm	GL13	ABR13100 les 250	
11 ml	14,0 mm	16,0 mm	100 mm	1,05 mm	GL15	ABR16100 les 250	
14 ml	14,0 mm	16,0 mm	125 mm	1,05 mm	GL15	ABR16125 les 250	
18 ml	14,0 mm	16,0 mm	150 mm	1,05 mm	GL15	ABR16150 les 250	
34 ml	17,7 mm	20,0 mm	150 mm	1,15 mm	GL18	ABR20150 les 125	
capuchons en PP							
capuchons PP filetage GL13						AB13415 les 1000	
capuchons PP filetage GL15						AB15415 les 1000	
capuchons PP filetage GL18						AB18415 les 500	