
### Tubes à centrifuger en verre

### Tubes à centrifuger sans rebord





capacité	fond	graduations	dim. ext.	référence	Prix HT
15 ml	rond	non gradué	Ø17x 98 mm	<b>FS1000</b> les 100	
	conique	non gradué	Ø17x 98 mm	<b>FS1040</b> les 100	
	rond	non gradué	Ø17 x 110 mm	FS1002 les 100	
	conique	non gradué	Ø17 x 112 mm	FS1042 les 100	
	conique	0-10 ml / 15 ml	Ø17 x 112 mm	FS1043 les 100	
	conique	0 - 15 ml	Ø17 x 112 mm	FS1044 les 100	

#### Tubes à centrifuger sans rebord






capacité	fond	graduations	dim. ext.	référence	Prix HT
6 ml	rond	non gradué	Ø12 x 100 mm	TD6	
	rond	non gradué	Ø16 x 100 mm	TD12	
12 ml	rond	0 - 12 ml	Ø16 x 100 mm	TD13	
	conique	non gradué	Ø16 x 100 mm	TD9	
	rond	non gradué	Ø24 x 100 mm	TD14	
25 ml	rond	0 - 25 ml	Ø24 x 100 mm	TD61	
	pointu 60°	non gradué	Ø24 x 100 mm	TDP14	
	rond	non gradué	Ø34 x 100 mm	TD17	
50 ml	rond	0 - 50 ml	Ø34 x 100 mm	TD62	
	pointu 60°	non gradué	Ø34 x 100 mm	TDP17	
	rond	non gradué	Ø44 x 100 mm	TD24	
_	rond	0 - 80 ml	Ø44 x 100 mm	TD63	
80 ml	pointu 60°	non gradué	Ø44 x 100 mm	TDP18	
_	rond	non gradué	Ø40 x 115 mm	TD26	
	pointu 60°	non gradué	Ø40 x 115 mm	TDP19	
250 ml	rond	non gradué	Ø56 x 147 mm	TD36	
230 IIII	rond	0 - 250 ml	Ø56 x 147 mm	TD64	

# Tubes à centrifuger avec rebord





capacité	fond	graduations	dim. ext.	référence		Prix HT
	conique	non gradué	Ø17 x h112 mm	FS1032	les 100	
15 ml	conique	0-10 ml / 15 ml	Ø17 x h112 mm	FS1033	les 100	
	conique	0 - 15 ml	Ø17 x h112 mm	FS1034	les 100	

# Tubes à centrifuger avec rebord





capacité	fond	graduations	dim. ext.	référenc	e	Prix HT
15 ml	conique	non gradué	Ø17 x 112 mm	TD20	les 100	
	conique	0 - 15 ml	Ø17 x 112 mm	TD60	les 100	

#### Tubes à centrifuger sans rebord



- fond conique, angle 30° ou 60°
- paroi épaisse, très résistants à la sollicitation mécanique
- partie à densité élevée de matières solides se concentre au centre du fond conique
- possibilité de réunir et de séparer des faibles quantités de matières solides

faibles o	quantités de	matières solide	V		Y	
pacité	fond	graduations	dim. ext.	référence		Prix HT
12 ml	pointu 30°	non gradué	Ø16 x 100 mm	GW2936	les 50	
25 ml	pointu 60°	non gradué	Ø24 x 100 mm	GW2937	les 10	
50 ml	pointu 60°	non gradué	Ø34 x 100 mm	GW2938	les 10	