


## Tubes à bouchon hermétique fond rond

**PLASTIQUE**  
polystyrène

- transparent



capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	étiquette	référence	Prix HT
4,5 ml	Ø 13,0 x 72,0 mm	81,0 mm	étiquette	AX3980	les 100
5 ml	Ø 13,0 x 75,0 mm	83,4 mm	étiquette	AX3981	les 100
5 ml	Ø 13,0 x 75,0 mm	84,0 mm		AX3012	les 100
10 ml	Ø 16,0 x 95,0 mm	105,0 mm	étiquette	AX3982	les 100
11 ml	Ø 16,0 x 100,0 mm	110,4 mm	étiquette	AX3983	les 100
11 ml	Ø 16,0 x 100,0 mm	110,0 mm		AX3013	les 100

## Tubes 12 ml fond rond avec jupe capuchon à vis

**PLASTIQUE**  
polystyrène

- transparent
- livrés avec bouchon
- modèles stériles, livrés en emballage individuel

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- translucide
- livrés avec bouchon
- modèles stériles, livrés en emballage individuel



capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			<b>standard</b>		<b>stériles</b>	
tubes en polystyrène transparent						
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	AX38662	les 100	AX38663	les 100
tubes en polypropylène translucide						
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	AX38671	les 100	AX38672	les 100

## Tubes de transport 95 kPa filetage externe

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément



Stockage et le transport de matériel biologique.

**Simport**

capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		<b>tubes</b>		<b>capuchons</b>	
7 ml	Ø 13,4 x h84 mm	DS4201	les 1000	DS4213*	les 1000
10 ml	Ø 16,6 x h85 mm	DS4202	les 1000	DS4210	les 1000

\*Capuchons identifiables : possibilité d'ajouter une pastille d'identification sur le capuchon.

## Tubes de transport 95 kPa filetage externe - graduations imprimées

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément



**Simport**

capacité	dimensions	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16,6 x h85 mm	DS4203	les 1000
<b>capuchons</b>			
<b>capuchons standard</b>		DS4210	les 1000
<b>capuchons avec double joint d'étanchéité silicone</b>		DS4211	les 1000

## Tubes de transport inviolables 95 kPa filetage externe - graduations gravées

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène avec lèvres de scellé et rondelle d'invulnérabilité
- incrément 0,5 ml
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément

capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		<b>tubes</b>		<b>capuchons</b>	
5 ml	Ø 16,6 x h65 mm	DS4220	les 1000	DS4230	les 1000
10 ml	Ø 16,6 x h84 mm	DS4222	les 1000	DS4230	les 1000
12 ml	Ø 16,6 x h102 mm	DS4223	les 1000	DS4230	les 1000
30 ml	Ø 25,3 x h111 mm	DS4224	les 500	DS4232*	les 500

\*Capuchons identifiables : possibilité d'ajouter une pastille d'identification sur le capuchon.



**Simport**