

Tubes de culture polypropylène capuchon à 2 positions de fermeture

PLASTIQUE
polypropylène

- fond rond
- capuchon positions fermées (pour aérobie et anaérobie)
- modèles stériles en emballage individuel



capacité	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		standard		stériles	
6 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1506	les 2000	SY1507	les 500
14 ml	Ø 17 x h100 mm	SY1514	les 800	SY1515	les 500

Tubes de culture polystyrène capuchon à 2 positions de fermeture

PLASTIQUE
polystyrène

- fond rond
- capuchon positions fermées (pour aérobie et anaérobie)
- modèles stériles en emballage individuel



capacité	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		standard		stériles	
6 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1508	les 1000	SY1509	les 500
14 ml	Ø 17 x h100 mm	SY1516	les 800	SY1517	les 500

Tubes de culture polypropylène standard ou gradués

Simport

PLASTIQUE
polypropylène

- fond rond
- pour des procédures de routine
- exempts d'agents de démoulage
- haute résistance contre la casse
- modèles avec capuchon en polyéthylène à 2 positions de fermeture (aérobie et anaérobie)
- centrifugation : 3000 g



capacité	dimensions	avec capuchon		sans capuchon	
		tubes STANDARD			
5 ml	Ø 12 x h75 mm	DS4073	les 500	DS4074	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	DS4078	les 500	DS4079	les 1000
tubes GRADUÉS					
5 ml	Ø 12 x h75 mm	DS4083	les 500	DS4084	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	DS4088	les 500	DS4089	les 1000

Tubes de culture polystyrène standard ou gradués

Simport

PLASTIQUE
polystyrène

- fond rond
- pour des procédures de routine
- exempts d'agents de démoulage
- haute résistance contre la casse
- modèles avec capuchon en polyéthylène à 2 positions de fermeture (aérobie et anaérobie)
- centrifugation : 1400 g



capacité	dimensions	avec capuchon		sans capuchon	
		tubes STANDARD			
5 ml	Ø 12 x h75 mm	DS4070	les 500	DS4072	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	DS4075	les 500	DS4077	les 1000
tubes GRADUÉS					
5 ml	Ø 12 x h75 mm	DS4080	les 500	DS4082	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	DS4085	les 500	DS4087	les 1000

Simport

PLASTIQUE
polystyrène

PLASTIQUE
polypropylène

- graduation imprimée
- zone de marquage
- avec capuchon pression "cap snap"
- fond rond

Tubes de culture stériles gradués

capacité	dim.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		tubes en polypropylène		tubes en polystyrène	
5 ml	12 x 75 mm	DS4350	les 500	DS4360	les 500
14 ml	17 x 95 mm	DS4351	les 500	DS4361	les 500

