

Tuyaux en silicone transparent shore 60



- en silicone transparent
- bonne résistance chimique
- pour applications de laboratoire
- résistance thermique : -60 à +200 °C
- dureté (coefficient Shore A) : 60

Ø int. mm	Ø ext. mm	paroi mm	réf.	Prix HT les 25 m	réf.	Prix HT les 10 mètres
Ø 0,50	Ø 2,50	1,00	-		AZ1161076	
Ø 1	Ø 1,80	0,40	AZ1161109	-	-	
Ø 1	Ø 3,00	1,00	AZ1161113	-	-	
Ø 1	Ø 4,00	1,50	AZ1161110	-	-	
Ø 1,5	Ø 2,30	0,40	-		AZ1161111	
Ø 1,5	Ø 3,50	1,00	-		AZ1161118	
Ø 2	Ø 2,60	0,30	AZ1161059	-	-	
Ø 2	Ø 4,00	1,00	AZ1161115	-	-	
Ø 3	Ø 5,00	1,00	AZ1161030	-	-	
Ø 3	Ø 6,00	1,50	AZ1161026	-	-	
Ø 3	Ø 7,00	2,00	AZ1161078	-	-	
Ø 4	Ø 7,00	1,50	AZ1161045	-	-	
Ø 5	Ø 8,00	1,50	AZ1161043	-	-	
Ø 5	Ø 9,00	2,00	AZ1161114	-	-	
Ø 5	Ø 10,00	2,50	AZ1161064	-	-	
Ø 6	Ø 9,00	1,50	AZ1161025	-	-	
Ø 7	Ø 10,00	1,50	AZ1161041	-	-	
Ø 8	Ø 12,00	2,00	AZ1161037	-	-	
Ø 8	Ø 14,00	3,00	AZ1161079	-	-	
Ø 10	Ø 13,00	1,50	AZ1161108	-	-	
Ø 10	Ø 15,00	2,50	AZ1161077	-	-	
Ø 12	Ø 14,00	2,00	AZ1161144	-	-	