


Pinces Hoffman

- régulation ou arrêt du débit



- en laiton chromé
- barre inférieure mobile
- excellente résistance thermique
- vis à tête ronde ou forme papillon

ouverture	tête de vis	référence	Prix HT
12 mm	ronde	OML401	
17 mm	ronde	OML402	
20 mm	ronde	OML403	
25 mm	ronde	OML404	
30 mm	ronde	OML405	
40 mm	ronde	OML406	
48 mm	papillon	OML407	
65 mm	papillon	OML408	

Sélecteur de tubes



- sélection des tubes selon le diamètre intérieur et extérieur
- en plastique ABS vert
- diamètres intérieurs : 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25 mm.
- diamètres extérieurs : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21 mm

référence	Prix HT
VA2800	Sélecteur de tubes