

Cuve à ultrasons 500 ml



- cuve en acier inox
- arrêt automatique après 5 minutes de fonctionnement
- livraison complète avec couvercle et panier plastique

capacité	500 ml
dim. internes cuve (lxpxh)	170 x 90 x h50 mm
dim. externes (lxpxh)	225 x 115 x h122 mm
fréquence	40 kHz
poids	1,5 kg
alimentation / puissance	230 V / 20 W
Cuve à ultrasons 500 ml	B200
accessoires	
panier plastique (155 x 86 x 45 mm)	B201
panier inox	B202
support pour 2 béciers 250 ml	B204

Cuve à ultrasons économique 750 ml



- cuve en acier inox
- couvercle à charnière
- minuteur automatique avec arrêt pré-programmé à 90, 180, 280, 380 ou 480 secondes
- désactivation auto. : 3 minutes
- écran LCD
- livraison complète avec, panier en plastique ABS et support pour montres et bijoux

capacité	750 ml
dim. internes cuve (lxpxh)	155 x 125 x 45 mm
dim. externes (lxpxh)	175 x 155 x h100 mm
minuterie	90 à 480 secondes
fréquence	40 kHz
poids	740 g
alimentation / puissance	230 V / 40 W
Cuve à ultrasons 750 ml	B305

Cuve à ultrasons chauffante 2,5 litres



- cuve en acier inox
- couvercle de protection
- grand panier amovible en plastique
- minuteur automatique avec arrêt pré-programmé à 90, 180, 280, 380 ou 480 secondes
- écran LCD avec affichage du temps de nettoyage
- livraison complète avec couvercle et panier

capacité	2,5 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	250 x 150 x h80 mm
dim. externes (lxpxh)	340 x 250 x h230 mm
chauffage	fixe 65°C
minuterie	90 à 480 secondes
fréquence	42 kHz
poids	2,5 kg
alimentation / puissance	220 V / 170 W
Cuve à ultrasons 2,5 litres	B320

Cuve à ultrasons chauffante 6 litres



- écran LCD
- cuve acier inox, boîtier ABS
- fonction dégazage pour réduire les gouttes et bulles d'air qui peuvent se former durant le nettoyage
- robinet de vidange
- minuterie réglable
- ventilateur de refroidissement anti-surchauffe
- livré avec panier, couvercle et flexible de vidange

capacité	6 litres
dim. internes cuve (lxpxh)	300 x 100 x 200 mm
dim. externes (lxpxh)	438 x 250 x h300 mm
chauffage	réglable de +40 à +60°C
minuterie	réglable de 0 à 30 min
fréquence / puis. ultrasonique	35 kHz / 60 W
poids	5,5 kg
alimentation	230 V / 310 W
Cuve à ultrasons 6 litres	B7600