

Laveur à ultrasons SONOCLEAN® de pipettes et burettes

- ▶ qualité de lavage très supérieure aux techniques habituelles (lave-vaisselle)
- ▶ lavage à ultrasons et rinçage dans le même appareil
- ▶ pour matériel jusqu'à 755 mm

Ultrasons = efficacité totale

Les pipettes sont plongées dans de l'eau contenant le détergent. Le générateur (35 kHz) crée des millions de bulles microscopiques qui, en implosant, dégagent une énergie très importante. Cette énergie nettoie les saletés les plus tenaces dans tous les endroits les plus inaccessibles, les cavités, les angles, les jointures, etc. Même les saletés desséchées sont éliminées. L'efficacité est totale, même avec les pipettes étroites, tout en préservant la pipette elle-même

Facilité d'utilisation

Mettre les pipettes dans le panier plastique, placer l'ensemble dans le laveur rempli d'eau et de détergent. Le lavage et le rinçage se font dans le même récipient

Détergents biodégradables

Le laveur de pipettes ultrasonique peut être utilisé avec un détergent légèrement alcalin type R33, biodégradable (pH 11 à 3%), évitant l'usage de l'acide sulfochromique particulièrement dangereux et difficile à éliminer. La solution de nettoyage est éliminée par le rinçage et évacuée directement, dans l'évier.

Caractéristiques techniques

- cuve en acier inox (AISI 316 T)
- boîtier en acier inox AISI 304
- puissance : 4 transducteurs piézoélectriques pour une puissance de pointe des ultrasons de 800 W
- générateur HF : protection contre surcharge, puissance constante
- poignée de transport
- livré avec un panier à pipettes en plastique, un couvercle en acier inox et deux bidons de détergents (TICKOPUR R33 5 litres et TICKOPUR R27 1 litre)



Capacité du panier

- 90 x pipettes Ø 9,0 mm
- 55 x pipettes Ø 10,7 mm
- 35 x pipettes Ø 14,0 mm
- 15 x pipettes Ø 20,0 mm
- 10 x pipettes Ø 29,0 mm

capacité	9 - 18 litres
dimensions internes	Ø150 x h895 mm
capacité de remplissage	9 litres à 18 litres
profondeur utile	850 mm
étanchéité	IP33
minuterie	1 à 30 min ou continue
puissance / fréquence HF	200 W / 35 kHz
vidange (robinet)	sur le côté gauche
nb. de cellules piézos	4 x cellules piézos
dimensions externes	Ø330 x h1003 mm
poids	19,6 kg
alimentation	230 V - 50 / 60 Hz
Laveur de pipettes	LP2000C