



- jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides


Nacelles en porcelaine



- pour la combustion ou l'oxydation
- avec œillet

dimensions	référence	Prix HT
40 x 12 x h10 mm	JP2116	
42 x 11 x h11 mm	JP2110	
75 x 13 x h 8 mm	JP2111	
85 x 13 x h 8 mm	JP2113	
86 x 12 x h 8 mm	JP2119	
90 x 13 x h 8 mm	JP2115	
100 x 12 x h10 mm	JP2117	
105 x 14 x h 9 mm	JP2114	
130 x 20 x h13 mm	JP2118	

Nacelles en porcelaine



dim. (L x l x h)	référence	Prix HT
85 x 13 x 8 mm	HG1201	
102 x 13 x 10 mm	HG1202	
130 x 19 x 14 mm	HG1203	

Sabots de pesée



dim. (l x L)	référence	Prix HT
37 x 17 mm	JP2520	
53 x 23 mm	JP2521	
64 x 29 mm	JP2522	

Assiettes plates



diamètre	référence	Prix HT
Ø 180 mm	HG1220	
Ø 220 mm	HG1221	

Plaques avec cavités



cavités	Ø cavité	dim. (l x L)	référence	Prix HT
6	Ø 25 mm	112 x 81 mm	JP2630	
12	Ø 17 mm	115 x 91 mm	JP2631	

Plateau à cavités en porcelaine



cavités	dim. cavité	dim. (l x L x h)	réf.	Prix HT
6	Ø36x11mm	115x80xh12mm	HG1095	
12	Ø20x 3mm	119x85x h6mm	HG1096	
12	Ø25x 6mm	127x97xh12mm	HG1097	

Cuves de coloration en porcelaine

- avec couvercle




dim. (L x l x h)	référence	Prix HT
70 x 40 x h86 mm	JP3720	

Disques pour dessiccateur




- conformes à la norme DIN 12911
- trou central Ø 20 mm
- trous de filtration Ø 5 mm



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 90 x h 7,9 mm	HG1360	
Ø 140 x h 8,9 mm	HG1361	
Ø 190 x h 9,4 mm	HG1362	
Ø 235 x h 10,6 mm	HG1363	
Ø 280 x h 10,6 mm	HG1364	


Disques pour dessiccateur



- conformes à la norme DIN 12911

diamètre	référence	Prix HT
Ø 90	JP3740	
Ø 140	JP3741	
Ø 190	JP3742	
Ø 235	JP3743	
Ø 280	JP3744	

Disques pour dessiccateur



diamètre	référence	Prix HT
Ø 90	JP3730	
Ø 140	JP3731	
Ø 189	JP3733	
Ø 241	JP3733	
Ø 290	JP3734	