

Béchers en PMP

PLASTIQUE

PMP (TPX®)

graduations imprimées rouges



- contact alimentaire

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø 35 x 50 mm	ML1201	
50 ml	10 ml	Ø 42 x 60 mm	ML1202	
100 ml	20 ml	Ø 51 x 69 mm	ML1203	
250 ml	50 ml	Ø 71 x 94 mm	ML1205	
400 ml	50 ml	Ø 80 x 111 mm	NA1094	
500 ml	50 ml	Ø 87 x 117 mm	ML1207	
600 ml	50 ml	Ø 95 x 125 mm	NA1096	
1000 ml	100 ml	Ø 107 x 148 mm	ML1209	
2000 ml	200 ml	Ø 131 x 187 mm	ML1210	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x 214 mm	ML1211	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x 248 mm	ML1212	

Béchers en PTFE
-200°C à +250°C

PLASTIQUE

PTFE



- construction solide avec parois épaisses
- excellente résistance aux rayons UV

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
1 ml	Ø 13 x 18 mm	C11100	
5 ml	Ø 20 x 26 mm	C11101	
10 ml	Ø 24 x 33 mm	C11102	
25 ml	Ø 32 x 50 mm	C11103	
50 ml	Ø 40 x 60 mm	C11104	
100 ml	Ø 54 x 70 mm	C11105	
150 ml	Ø 60 x 70 mm	C11106	
250 ml	Ø 66 x 97 mm	C11107	
400 ml	Ø 80 x 106 mm	C11108	
500 ml	Ø 85 x 125 mm	C11109	
600 ml	Ø 90 x 125 mm	C11110	
1000 ml	Ø 100 x 155 mm	C11111	
2000 ml	Ø 120 x 210 mm	C11112	

Béchers en PMP

PLASTIQUE

PMP (TPX®)

graduations moulées



- très transparents
- autoclavables à +121°C
- conformes ISO 7056

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø 38 x 50 mm	RS1020	
50 ml	10 ml	Ø 47 x 60 mm	RS1021	
100 ml	10 ml	Ø 55 x 70 mm	RS1022	
150 ml	20 ml	Ø 66 x 80 mm	RS1023	
250 ml	25 ml	Ø 77 x 95 mm	RS1024	
400 ml	50 ml	Ø 87 x 112 mm	RS1025	
500 ml	50 ml	Ø 94 x 118 mm	RS1026	
600 ml	50 ml	Ø 100 x 127 mm	RS1027	
1000 ml	100 ml	Ø 120 x 147 mm	RS1028	
2000 ml	200 ml	Ø 149 x 187 mm	RS1029	
3000 ml	250 ml	Ø 170 x 212 mm	RS1030	
5000 ml	500 ml	Ø 203 x 247 mm	RS1031	

Béchers tricornes en PP

PLASTIQUE

Polypropylène

graduations moulées

i

- trois becs verseurs anti-goutte
- translucides, empilables
- bonne résistance aux chocs
- autoclavables à +121°C

PLASTIQUE

Polypropylène

graduations moulées

Simport




- en polypropylène de qualité médicale



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 47 x 57 mm	BL1310	
100 ml	Ø 58 x 71 mm	BL1311	
250 ml	Ø 74 x 88 mm	BL1312	
400 ml	Ø 84 x 110 mm	BL1313	
800 ml	Ø 105 x 137 mm	BL1314	
1000 ml	Ø 114 x 143 mm	BL1315	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 49 x 57 mm	DS3311	
100 ml	Ø 58 x 72 mm	DS3312	
250 ml	Ø 76 x 90 mm	DS3313	
400 ml	Ø 85 x 108 mm	DS3314	
800 ml	Ø 107 x 133 mm	DS3315	
1000 ml	Ø 115 x 145 mm	DS3316	

Billes en verre



dim. (Ø)	référence	Prix HT
1 mm	BV1001	1 kg
2 mm	BV1002	1 kg
3 mm	BV1003	1 kg
4 mm	BV1004	1 kg
5 mm	BV1005	1 kg
6 mm	BV1006	1 kg
7 mm	BV1007	1 kg
8 mm	BV1008	1 kg
10 mm	BV1010	1 kg