

**Burettes à valve
Burettes à robinet latéral**



+ Tarif et description complète sur notre site internet www.labomoderne.com

Burettes

Statifs et accessoires de montage



Statifs

- base en polypropylène
- chaque statif est livré avec 2 tiges Ø 12 x 250 mm vissées l'une sur l'autre permettant d'obtenir deux hauteurs différentes, 25 ou 50 cm
- tiges en acier chromé

référence	Prix HT
AX5210 1 Statif avec tige centrée	
AX5220 2 Statif avec tige excentrée	

Supports de burette en polypropylène

- convient pour tiges de statif Ø 8 à 14 mm
- graduations de la burette et ménisque toujours visibles
- maintien parfait : extrémités des branches recouvertes de caoutchouc et poussoir avec ressort acier incorporé
- montage sur tige avec bague de serrage

référence	Prix HT
AX5230 3 Support de burette simple	
AX5240 4 Support de burette double	

Burettes de Schilling automatiques **Classe AS**



- VERRE borosilicaté 3.3**
- Classe AS**
- graduations imprimées bleues

Classe AS : burettes de grande précision
Classe B : tolérance plus élevée, précision inférieure



- utilisation facile en toute sécurité
- résistantes aux acides, solvants et détergents
- titration facile : bouton pression pour écoulement rapide et vis micrométrique de précision pour écoulement goutte à goutte; bec de sortie spécial permettant la formation de très petites gouttes
- socle grand diamètre très stable
- flacon en polyéthylène translucide
- réglage automatique du zéro
- livré avec flacon de 500 ou 1000 ml et support assurant la stabilité de l'ensemble

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
flacon 500 ml				
10 ml	0,05 ml	±0,030 ml	BU20031	
flacon 1000 ml				
25 ml	0,10 ml	±0,050 ml	BU20032	
50 ml	0,10 ml	±0,050 ml	BU20035	

Pince pour 2 burettes

- burettes solidement maintenues par des rouleaux de blocage en laiton
- pince en alliage léger peint, ressort de compression en acier
- pour tiges jusqu'à Ø 12 mm
- longueur 210 mm
- pour burettes Ø 0-20 mm

référence	Prix HT
OML410 Pince pour 2 burettes	

Burettes de Schilling automatiques **Classe B**



- VERRE borosilicaté 3.3**
- Classe B**
- graduations émaillées bleues
- bande Schellbach



i Burette automatique : burette équipée d'un dispositif qui ajoute un volume sur commande. Le volume délivré est déterminé avec grande précision et en plus grande quantité qu'avec une burette standard. Les burettes automatiques permettent l'automatisation des titrations répétitives.

- burette à manœuvre rapide
- dosage rapide par bouton poussoir
- dosage fin par vis micrométrique
- échelle contrastée pour une lecture facile
- utilisable indifféremment des 2 mains
- remplissage du flacon sans démontage de la burette
- remplissage de la burette en appuyant sur le flacon, ajustement du zéro par aspiration du trop-plein en relâchant
- livrées avec flacon et support assurant la stabilité de l'ensemble

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
flacon 500 ml				
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	HN2000	
10 ml	0,05 ml	±0,045 ml	HN2001	
flacon 1000 ml				
15 ml	0,10 ml	±0,045 ml	HN2002	
25 ml	0,10 ml	±0,075 ml	HN2003	
50 ml	0,10 ml	±0,075 ml	HN2004	

