

i

- dessiccation de précipités à masse constante à +110°C et travaux d'inflammation jusqu'à +450°C
- disque en verre fritté
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques, autoclavables
- utilisables avec un manchon et une allonge



**VERRE**  
borosilicaté 3.3



capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
Ø ext. 24 mm				
8 ml	20 mm	P 0	GW2700	
	20 mm	P 1	GW2701	
	20 mm	P 2	GW2702	
	20 mm	P 3	GW2703	
	20 mm	P 4	GW2704	
Ø ext. 28 mm				
15 ml	23 mm	P 0	GW2710	
	23 mm	P 1	GW2711	
	23 mm	P 2	GW2712	
	23 mm	P 3	GW2713	
	23 mm	P 4	GW2714	
Ø ext. 36 mm				
30 ml	30 mm	P 0	GW2720	
	30 mm	P 1	GW2721	
	30 mm	P 2	GW2722	
	30 mm	P 3	GW2723	
	30 mm	P 4	GW2724	
Ø ext. 46 mm				
50 ml	40 mm	P 0	GW2730	
	40 mm	P 1	GW2731	
	40 mm	P 2	GW2732	
	40 mm	P 3	GW2733	
	40 mm	P 4	GW2734	
Ø ext. 46 mm				
40 mm P 5 GW2735				

### Allonges pour creusets filtrants



pour creuset	Ø allonge	référence	Prix HT
8 ml	Ø27 mm	GW2780	
15 ml	Ø34 mm	GW2781	
30 ml	Ø41 mm	GW2782	
50 ml	Ø50 mm	GW2783	



**VERRE**  
borosilicaté 3.3



capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
Ø int. 20 x h 45 mm				
10 ml	20 mm	P 1	SW3410	
	20 mm	P 2	SW3411	
	20 mm	P 3	SW3412	
	20 mm	P 4	SW3413	
	Ø int. 30 x h 53 mm			
30 ml	30 mm	P 1	SW3430	
	30 mm	P 2	SW3431	
	30 mm	P 3	SW3432	
	30 mm	P 4	SW3433	
	30 mm	P 5	SW3434	
Ø int. 40 x h 65 mm				
60 ml	40 mm	P 1	SW3460	
	40 mm	P 2	SW3461	
	40 mm	P 3	SW3462	
	40 mm	P 4	SW3463	
	40 mm	P 5	SW3464	

### Allonges pour creusets filtrants



- tige Ø9 x h75 mm

pour creuset	dim. corps	référence	Prix HT
10 ml	Ø30 x h60 mm	SW3501	
30 ml	Ø37 x h68 mm	SW3502	
60 ml	Ø47 x h78 mm	SW3503	



**VERRE**  
borosilicaté 3.3



capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
Ø ext. 24 mm				
8 ml	20 mm	P 2	GW2972	
	20 mm	P 3	GW2973	
	20 mm	P 4	GW2974	
	Ø ext. 28 mm			
15 ml	23 mm	P 1	GW2975	
	23 mm	P 2	GW2976	
	23 mm	P 3	GW2977	
	23 mm	P 4	GW2978	
Ø ext. 36 mm				
30 ml	30 mm	P 1	GW2979	
	30 mm	P 2	GW2980	
	30 mm	P 3	GW2981	
	30 mm	P 4	GW2982	
	30 mm	P 5	GW2983	
Ø ext. 46 mm				
50 ml	40 mm	P 1	GW2984	
	40 mm	P 2	GW2985	
	40 mm	P 3	GW2986	
	40 mm	P 4	GW2987	
	40 mm	P 5	GW2988	

### Allonges pour creusets filtrants



- conformes USP Standard
- tige Ø10 mm

pour creuset	dim. corps	référence	Prix HT
15 ml	Ø34 x h110 mm	GW2996	
30 ml	Ø41 x h125 mm	GW2997	
50 ml	Ø50 x h132 mm	GW2998	