



- cône : 60°
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- conviennent à une utilisation avec des liquides brûlants et/ou agressifs
- autoclavables

Entonnoirs en verre sodocalcique




- entonnoirs à tige courte (standard), conformes aux normes DIN 12445 et ISO 4798:1997

Ø sup. x h	tige x h	papier filtre	réf.	Prix HT
30 x 55mm	6x 30mm	30/45mm	GW2521	
35 x 60mm	6x 35mm	45/55mm	GW2522	
40 x 75mm	6x 40mm	55/70mm	GW2523	
45 x 80mm	6x 45mm	55/70mm	GW2524	
50 x 85mm	8x 50mm	70/90mm	GW2525	
55 x 95mm	8x 55mm	70/90mm	GW2526	
60 x 100mm	8x 60mm	90/110mm	GW2527	
70 x 120mm	8x 70mm	110/125mm	GW2528	
80 x 140mm	10x 80mm	125/150mm	GW2529	
100 x 180mm	10x 100mm	150/185mm	GW2530	
120 x 210mm	16x 120mm	185/240mm	GW2531	



Ø sup. x h	tige x h	réf.	Prix HT
Ø30 x 55mm	Ø6 x 30mm	EZ6400	
Ø35 x 60mm	Ø6 x 35mm	EZ6401	
Ø40 x 75mm	Ø6 x 40mm	EZ6402	
Ø45 x 80mm	Ø7 x 45mm	EZ6403	
Ø50 x 85mm	Ø7 x 50mm	EZ6404	
Ø55 x 95mm	Ø8 x 55mm	EZ6405	
Ø60 x 100mm	Ø8 x 60mm	EZ6406	
Ø70 x 120mm	Ø9 x 70mm	EZ6407	
Ø80 x 140mm	Ø9 x 80mm	EZ6408	
Ø100 x 180mm	Ø10 x 100mm	EZ6409	

Entonnoirs d'analyse en Verre borosilicaté 3.3



- pour les filtrations rapides

Ø sup. x h	tige Ø x h	filtre (mm)	réf.	Prix HT
Ø65 x 200mm	Ø9 x 150mm	Ø70/90	GW2551	
Ø80 x 210mm	Ø9 x 150mm	Ø110/125	GW2552	
Ø110 x 265mm	Ø9 x 180mm	Ø150/185	GW2553	

Entonnoirs tige courte en Verre borosilicaté 3.3



Ø sup. x h	tige Ø x h	Ø papier filtre	réf.	Prix HT
30 x 55mm	6x 30mm	30/45mm	GW2501	
35 x 60mm	6x 35mm	45/55mm	GW2502	
40 x 75mm	6x 40mm	55/70mm	GW2503	
45 x 80mm	6x 45mm	55/70mm	GW2504	
50 x 85mm	8x 50mm	70/90mm	GW2505	
55 x 95mm	8x 55mm	70/90mm	GW2506	
60 x 100mm	8x 60mm	90/110mm	GW2507	
70 x 120mm	8x 70mm	110/125mm	GW2508	
80 x 140mm	10x 80mm	125/150mm	GW2509	
100 x 180mm	10x 100mm	150/185mm	GW2510	
120 x 210mm	16x 120mm	185/240mm	GW2511	
150 x 250mm	16x 150mm	240/270mm	GW2512	
200 x 325mm	26x 175mm	320/385mm	GW2513	
250 x 360mm	30x 175mm	385/400mm	GW2514	
300 x 409mm	30x 175mm	500mm	GW2515	



Ø sup. x h	tige x h	Ø papier filtre	réf.	Prix HT
35 x 60mm	6x 35mm	45/55mm	GW2940	
45 x 80mm	6x 45mm	55/70mm	GW2941	
55 x 95mm	8x 55mm	70/90mm	GW2942	
70 x 125mm	8x 70mm	110/125mm	GW2943	
80 x 140mm	10x 80mm	125/150mm	GW2944	
100 x 180mm	10x 100mm	150/185mm	GW2945	
120 x 210mm	16x 120mm	185/240mm	GW2946	
150 x 265mm	16x 150mm	240/270mm	GW2947	
180 x 290mm	20x 150mm	270/320mm	GW2948	
200 x 325mm	26x 175mm	320/385mm	GW2949	
300 x 409mm	30x 175mm	500mm	GW2951	



Ø sup.	tige x h	Ø papier filtre	réf.	Prix HT
35 mm	8x 35mm	45/55mm	SW7901	
45 mm	8x 45mm	55/70mm	SW7902	
70 mm	8x 75mm	70/90mm	SW7903	
80 mm	8x 82mm	90/150mm	SW7904	
105 mm	10x 106mm	150/185mm	SW7905	
125 mm	12x 122mm	185/240mm	SW7906	
150 mm	16x 154mm	240/270mm	SW7907	
200 mm	24x 193mm	320/385mm	SW7908	