



- cône 60°
- excellente résistance chimique
- grande résistance mécanique
- -20 à +135°C / autoclavables à +121°C

Entonnoirs légers en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- compatibles contact alimentaire
- rainures évitant les poches d'air et garantissant une filtration rapide
- languette de maintien



Ø sup.	hauteur	Ø tige	référence	Prix HT
30 mm	45 mm	2 mm	SW8001	
30 mm	47 mm	4 mm	SW8002	
40 mm	65 mm	4 mm	SW8003	
50 mm	85 mm	7 mm	SW8004	
75 mm	108 mm	7 mm	SW8005	
100 mm	155 mm	8 mm	SW8006	
120 mm	180 mm	11 mm	SW8007	
150 mm	220 mm	15 mm	SW8008	

Entonnoirs à tige courte en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- entonnoirs grande vitesse
- cannelures assurant l'évacuation de l'air
- parois lisses



volume	Ø sup.	long.totale	tige (Øxh)	réf.	Prix HT
3,5 ml	27 mm	56 mm	Ø4x37 mm	AX19145	
10 ml	37 mm	63 mm	Ø5x37 mm	AX19146	
20 ml	46 mm	79 mm	Ø5x43 mm	AX19147	
50 ml	66 mm	112 mm	Ø10x62 mm	AX19148	
100 ml	81 mm	132 mm	Ø11x70 mm	AX19150	
200 ml	100 mm	161 mm	Ø11x82 mm	AX19152	
350 ml	120 mm	184 mm	Ø11x86 mm	AX19153	
700 ml	150 mm	238 mm	Ø14x115 mm	AX19154	
1250 ml	183 mm	293 mm	Ø14x140 mm	AX19155	

Entonnoirs à tige longue en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- très robustes
- cannelures intérieures
- compatibles contact alimentaire



volume	Ø sup.	long.totale	tige (Øxh)	réf.	Prix HT
50 ml	65 mm	194 mm	Ø8x150 mm	AX19162	
100 ml	78,5 mm	206 mm	Ø8x143 mm	AX19163	
225 ml	103,5 mm	194 mm	Ø8x145 mm	AX19165	

Entonnoirs industriels en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- anneau de suspension



Ø supérieur	hauteur	Ø tige	référence	Prix HT
Ø 90 mm	100 mm	Ø 8 mm	PL1040	
Ø 110 mm	115 mm	Ø 9 mm	PL1041	
Ø 130 mm	130 mm	Ø 10 mm	PL1042	
Ø 175 mm	170 mm	Ø 12 mm	PL1043	
Ø 210 mm	205 mm	Ø 17 mm	PL1044	
Ø 250 mm	245 mm	Ø 21 mm	PL1045	
Ø 290 mm	285 mm	Ø 24 mm	PL1046	

Entonnoirs industriels en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- languette de maintien



volume	Ø sup.	hauteur	tige Ø x h.	réf.	Prix HT
100 ml	80 mm	83 mm	Ø5x30 mm	AX4171	
300 ml	100 mm	100 mm	Ø8x35 mm	AX4172	
1,5 litre	180 mm	170 mm	Ø12x60 mm	AX4175	
2,75 litres	220 mm	205 mm	Ø17x75 mm	AX4176	
4 litres	260 mm	245 mm	Ø21x85 mm	AX4177	
5,5 litres	300 mm	285 mm	Ø24x105 mm	AX4178	

Entonnoirs industriels en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- transparents
- poignée pratique pour accrocher l'entonnoir (sauf sur 12,5 litres)
- compatibles contact alimentaire



volume	Ø sup.	hauteur	Ø tige	réf.	Prix HT
1,3 litres	203 mm	252 mm	22 mm	VA4010	
3,2 litres	260 mm	305 mm	23 mm	VA4011	
12,5 litres	360 mm	450 mm	31 mm	VA4012	

Entonnoirs à poudre en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- légers, incassables
- languette de maintien
- tige courte 25 mm, à parois parallèles



Ø sup.	hauteur	Ø tige	référence	Prix HT
65 mm	70 mm	15 mm	LX56065	
80 mm	75 mm	21 mm	LX56080	
100 mm	92 mm	24 mm	LX56100	
120 mm	105 mm	27 mm	LX56120	
150 mm	138 mm	28 mm	LX56150	

Entonnoirs à usage unique en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- cannelures pour un meilleur débit
- longueur tige : 27 mm



haut. cône	Ø tige	papier Ø	référence	Prix HT
69 mm	5,1 mm	110 mm	DS3323 les 10	
75 mm	5 mm	125 mm	DS3324 les 10	

Micro entonnoirs en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- pour le remplissage des burettes, petites bouteilles, etc.
- languette de maintien



Ø supérieur	Ø tige	référence	Prix HT
Ø 24 mm	Ø 4,5 mm	F1468524	
Ø 28 mm	Ø 6,0 mm	F1468528	
Ø 35 mm	Ø 8,0 mm	F1468535	
Ø 43 mm	Ø 8,0 mm	F1468543	

Entonnoirs universels en polyéthylène

Azlon®

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- rigides et incassables
- compatibles contact alimentaire
- bords droits évitant de renverser les produits

Ø sup.	hauteur	Ø tige	référence	Prix HT
80 mm	80 mm	9 mm	SW8101	
100 mm	102 mm	11 mm	SW8102	
120 mm	121 mm	12 mm	SW8103	
140 mm	141 mm	13 mm	SW8104	
180 mm	181 mm	17 mm	SW8105	
230 mm	226 mm	21 mm	SW8106	
245 mm	239 mm	24 mm	SW8107	
290 mm	277 mm	27 mm	SW8108	
380 mm	351 mm	36 mm	SW8109	

Entonnoirs industriels en polyéthylène HDPE

Kartell

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- languette de maintien

volume	Ø sup.	bord	tige Ø x h.	réf.	Prix HT
100ml	80mm	4,2mm	Ø13x27mm	AX4181	
300ml	100mm	5 mm	Ø15x38mm	AX4182	
450ml	130mm	5,8mm	Ø20x43mm	AX4183	
750ml	140mm	6,5mm	Ø24x52mm	AX4184	
1,5litre	180mm	7 mm	Ø30x69mm	AX4185	
2,75litres	220mm	8,5mm	Ø35x81mm	AX4186	
4 litres	260mm	6,5mm	Ø38x75mm	AX4187	
5,5litres	300mm	12,5mm	Ø43x80mm	AX4188	
10 litres	420mm	16 mm	57x138mm	AX4189	

Maxi-entonnoir 25 litres en polyéthylène

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- épaisseur 6,35 mm
- Ø supérieur Ø 430 mm
- haut. réservoir : 130 mm
- cône 45°, haut. 140 mm
- tige : longueur 140 mm

Ø int. sup.	hauteur	Ø ext. tige	référence	Prix HT
Ø 360 mm	390 mm	Ø 44 à 51 mm	H14716	

Entonnoirs à usage unique en polystyrène

Simport

PLASTIQUE
polystyrène



- cône 60°
- cannelures pour un meilleur débit
- tige longueur 27 mm

Ø sup.	haut. cône	Ø tige	Ø papier	référence	Prix HT
57 mm	69 mm	5,3 mm	110 mm	DS3321	les 10
64 mm	76 mm	5,0 mm	125 mm	DS3322	les 10

Entonnoirs industriels en polyéthylène

VITLAB

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE




- transparent
- angle 60°
- poignée

volume	Ø sup.	hauteur	Ø tige	réf.	Prix HT
12,5 litres	400 mm	365 mm	42 mm	VA4020	
17,5 litres	430 mm	420 mm	37 mm	VA4021	

Entonnoirs grande vitesse en PMP (TPX®)

PLASTIQUE
PMP (TPX®)

- cannelures intérieures hélicoïdales, évitant l'adhérence du papier-filtre sur les parois de l'entonnoir
- excellente résistance chimique
- excellente transparence, comparable au verre
- température max : +175°C



volume	Ø sup.	h. totale	tige Ø int. / ext. x h	référence	Prix HT
30 ml	Ø 57 mm	196 mm	Ø 3 / 8 x h150 mm	F14640	
75 ml	Ø 79 mm	206 mm	Ø 3 / 8 x h150 mm	F14642	
75 ml	Ø 80 mm	135 mm	Ø 7 / 10 x h70 mm	F14644	
225 ml	Ø 111 mm	194 mm	Ø 7 / 10 x h108 mm	F14646	
585 ml	Ø 157 mm	254 mm	Ø 10 / 16 x h132 mm	F14648	
1530 ml	Ø 209 mm	316 mm	Ø 20 / 26 x h160 mm	F14650	