

Entonnoirs en polyéthylène

Entonnoirs de transvasement

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- en polyéthylène HDPE
- crochet et languette de maintien

| Ø supérieur | hauteur | référence | Prix HT |
|-------------|---------|-----------|---------|
| Ø 90 mm | 100 mm | PL1040 | |
| Ø 110 mm | 115 mm | PL1041 | |
| Ø 130 mm | 130 mm | PL1042 | |
| Ø 175 mm | 170 mm | PL1043 | |
| Ø 210 mm | 205 mm | PL1044 | |
| Ø 250 mm | 245 mm | PL1045 | |
| Ø 290 mm | 285 mm | PL1046 | |

Maxi-entonnoir 25 litres

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- en polyéthylène, épaisseur 6,35 mm
- Ø supérieur, hors tout Ø 430 mm
- hauteur réservoir : 130 mm
- cône 45°, hauteur 140 mm
- tige : longueur 140 mm

| Ø int. sup. | hauteur | Ø ext. tige | référence | Prix HT |
|-------------|---------|--------------|-----------|---------|
| Ø 360 mm | 390 mm | Ø 44 à 51 mm | H14716 | |

Entonnoirs universels

Azlon®

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- rigides et incassables
- compatibles contact alimentaire
- bords droits évitant de renverser les produits

| Ø sup. | hauteur | Ø tige | référence | Prix HT |
|--------|---------|--------|-----------|---------|
| 80 mm | 80 mm | 9 mm | SW8101 | |
| 100 mm | 102 mm | 11 mm | SW8102 | |
| 120 mm | 121 mm | 12 mm | SW8103 | |
| 140 mm | 141 mm | 13 mm | SW8104 | |
| 180 mm | 181 mm | 17 mm | SW8105 | |
| 230 mm | 226 mm | 21 mm | SW8106 | |
| 245 mm | 239 mm | 24 mm | SW8107 | |
| 290 mm | 277 mm | 27 mm | SW8108 | |
| 380 mm | 351 mm | 36 mm | SW8109 | |

Entonnoirs à usage unique en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

Simport

- cône 60°
- cannelures pour un meilleur débit
- tige longueur 27 mm



| Ø sup. | haut.cône | Ø tige | Ø papier | référence | Prix HT |
|--------|-----------|--------|----------|---------------|---------|
| 57 mm | 69 mm | 5,3 mm | 110 mm | DS3321 les 10 | |
| 64 mm | 76 mm | 5,0 mm | 125 mm | DS3322 les 10 | |

Entonnoirs grande vitesse en PMP (TPX®)

PLASTIQUE
PMP (TPX®)

- moulés en PMP (TPX®) avec cannelures intérieures hélicoïdales, évitant l'adhérence du papier-filtre sur les parois de l'entonnoir
- excellente résistance chimique
- excellente transparence, comparable au verre
- température max : +175°C

| Ø sup. | tige Ø int. / ext. x h | pour papier filtre | référence | Prix HT |
|----------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|
| Ø 51 mm | Ø 3,0 / 7,5 x h150 mm | Ø 75 à 90 mm | F14640 | |
| Ø 70 mm | Ø 3,0 / 7,5 x h150 mm | Ø 110 à 125 mm | F14642 | |
| Ø 70 mm | Ø 7,0 / 10,0 x h70 mm | Ø 110 à 125 mm | F14644 | |
| Ø 100 mm | Ø 7,0 / 10,0 x h108 mm | Ø 150 à 185 mm | F14646 | |
| Ø 140 mm | Ø 10,0 / 16,0 x h132 mm | Ø 240 à 270 mm | F14648 | |
| Ø 196 mm | Ø 20,0 / 26,0 x h160 mm | Ø 320 à 385 mm | F14650 | |

