

P0 : 150 à 250 µm, filtration grossière
P1 : 100 à 160 µm, filtration grossière de précipités, de gaz, distribution de liquide
P2 : 40 à 100 µm, filtration fine, précipitations cristallines, filtration du mercure
P3 : 16 à 40 µm, filtration analytique
P4 : 10 à 16 µm, filtration analytique fine
P5 : 1,0 à 1,6 µm, filtration ultra-fine

Entonnoirs filtrants de Büchner en verre borosilicaté 3.3



VERRE
borosilicaté 3.3



Évitent l'utilisation
de papier filtre.

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- plaque filtrante en verre fritté intégrée
- filtration aisée des solutions

DURAN GROUP

VERRE
borosilicaté 3.3



Analyse qualitative
et préparations
chimiques.

- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- autoclavables
- USP Standard
- entonnoirs filtrants reliés à la fiole à filtrer par un joint conique en caoutchouc

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 50 ml, Ø 35 x 130 mm, tige Ø 10 mm				
50 ml	35 mm	P 1	GW2601	
	35 mm	P 2	GW2602	
	35 mm	P 3	GW2603	
	35 mm	P 4	GW2604	
	35 mm	P 5	GW2605	
capacité 75 ml, Ø 45 x 130 mm, tige Ø 10 mm				
75 ml	45 mm	P 1	GW2611	
	45 mm	P 2	GW2612	
	45 mm	P 3	GW2613	
	45 mm	P 4	GW2614	
	45 mm	P 5	GW2615	
capacité 125 ml, Ø 60 x 140 mm, tige Ø 10 mm				
125 ml	60 mm	P 1	GW2621	
	60 mm	P 2	GW2622	
	60 mm	P 3	GW2623	
	60 mm	P 4	GW2624	
	60 mm	P 5	GW2625	
capacité 500 ml, Ø 95 x 200 mm, tige Ø 22 mm				
500 ml	95 mm	P 1	GW2631	
	95 mm	P 2	GW2632	
	95 mm	P 3	GW2633	
	95 mm	P 4	GW2634	
	95 mm	P 5	GW2635	
capacité 1000 ml, Ø 120 x 320 mm, tige Ø 22 mm				
1 000 ml	120 mm	P 1	GW2641	
	120 mm	P 2	GW2642	
	120 mm	P 3	GW2643	
	120 mm	P 4	GW2644	
	120 mm	P 5	GW2645	
capacité 4000 ml, Ø 175 x 400 mm, tige Ø 30 mm				
4 000 ml	175 mm	P 1	GW2651	
	175 mm	P 2	GW2652	
	175 mm	P 3	GW2653	
	175 mm	P 4	GW2654	

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 30 ml, Ø 38 x 160 mm, tige Ø 8 x 100 mm				
30 ml	30 mm	P 1	SW8401	
	30 mm	P 2	SW8402	
	30 mm	P 3	SW8403	
	30 mm	P 4	SW8404	
	30 mm	P 5	SW8405	
capacité 50 ml, Ø 54 x 170 mm, tige Ø 8 X 100 mm				
50 ml	40 mm	P 1	SW8411	
	40 mm	P 2	SW8412	
	40 mm	P 3	SW8413	
	40 mm	P 4	SW8414	
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm, tige Ø 13 X 100 mm				
125 ml	60 mm	P 0	SW8420	
	60 mm	P 1	SW8421	
	60 mm	P 2	SW8422	
	60 mm	P 3	SW8423	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm, tige Ø 19 X 115 mm				
500 ml	95 mm	P 2	SW8432	
	95 mm	P 3	SW8433	
capacité 1000 ml, Ø 135 x 290 mm, tige Ø 19 X 120 mm				
1 000 ml	120 mm	P 2	SW8442	
	120 mm	P 3	SW8443	
	120 mm	P 4	SW8444	
	120 mm	P 5	SW8445	
capacité 4000 ml, Ø 190 x 390 mm, tige Ø 30 X 150 mm				
4 000 ml	175 mm	P 1	SW8451	
	175 mm	P 2	SW8452	
	175 mm	P 3	SW8453	
	175 mm	P 4	SW8454	

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT
capacité 50 ml, Ø 40 x h130 mm, tige Ø 10 mm				
50 ml	35 mm	P 1	GW3070	
	35 mm	P 2	GW3071	
	35 mm	P 3	GW3072	
	35 mm	P 4	GW3073	
	35 mm	P 5	GW3074	
capacité 75 ml, Ø 56 x h132 mm, tige Ø 10 mm				
75 ml	45 mm	P 1	GW3075	
	45 mm	P 2	GW3076	
	45 mm	P 3	GW3077	
	45 mm	P 4	GW3078	
	45 mm	P 5	GW3079	
capacité 125 ml, Ø 72 x h140 mm, tige Ø 10 mm				
125 ml	60 mm	P 1	GW3080	
	60 mm	P 2	GW3081	
	60 mm	P 3	GW3082	
	60 mm	P 4	GW3083	
	60 mm	P 5	GW3084	
capacité 500 ml, Ø 107 x h240 mm, tige Ø 22 mm				
500 ml	95 mm	P 1	GW3085	
	95 mm	P 2	GW3086	
	95 mm	P 3	GW3087	
	95 mm	P 4	GW3088	
	95 mm	P 5	GW3089	
capacité 1000 ml, Ø 136 x h270 mm, tige Ø 22 mm				
1 000 ml	120 mm	P 1	GW3090	
	120 mm	P 2	GW3091	
	120 mm	P 3	GW3092	
	120 mm	P 4	GW3093	
	120 mm	P 5	GW3094	
capacité 4000 ml, Ø 202 x h425 mm, tige Ø 30 mm				
4 000 ml	175 mm	P 1	GW3095	
	175 mm	P 2	GW3096	
	175 mm	P 3	GW3097	
	175 mm	P 4	GW3098	
	175 mm	P 5	GW3099	