

### Éprouvettes graduées **classe A** en verre borosilicaté 3.3


**LMR®**  
VERRE DURAN  
borosilicaté 3.3  
**Classe A**  
graduations  
imprimées bleues



- avec bec verseur
- certificat de conformité

capacité	graduations	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,05 ml	115 mm	GW2001	
10 ml	0,2 ml	±0,10 ml	140 mm	GW2002	
25 ml	0,5 ml	±0,25 ml	170 mm	GW2003	
50 ml	1 ml	±0,5 ml	200 mm	GW2004	
100 ml	1 ml	±0,5 ml	260 mm	GW2005	
250 ml	2 ml	±1,0 ml	335 mm	GW2006	
500 ml	5 ml	±2,5 ml	370 mm	GW2007	
1000 ml	10 ml	±5,0 ml	450 mm	GW2008	
2000 ml	20 ml	±10,0 ml	520 mm	GW2009	



**LMR®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3  
**Classe A**  
graduations  
imprimées bleues



- avec bec verseur

capacité	graduations	tolérance	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,05 ml	12,9 x 115 mm	TK1130	
10 ml	0,2 ml	±0,10 ml	15,5 x 135 mm	TK1131	
25 ml	0,5 ml	±0,25 ml	21,3 x 160 mm	TK1132	
50 ml	1 ml	±0,5 ml	26 x 195 mm	TK1133	
100 ml	1 ml	±0,5 ml	31,3 x 240 mm	TK1134	
250 ml	2 ml	±1,0 ml	41 x 320 mm	TK1135	
500 ml	5 ml	±2,5 ml	53,2 x 380 mm	TK1136	
1000 ml	10 ml	±5,0 ml	67 x 465 mm	TK1137	
2000 ml	20 ml	±10,0 ml	83,5 x 565 mm	TK1138	

**HIRSCHMANN®**  
VERRE DURAN  
borosilicaté 3.3  
**Classe A**  
graduations  
imprimées bleues  
graduations  
imprimées ambrees



- avec bec verseur
- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production

référence **Prix HT**  
HL2000 Certificat d'étalonnage individuel

capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				graduations ambrees		graduations bleues	
5 ml	0,1 ml	±0,05	115 mm	HL4154		HL4254	
10 ml	0,2 ml	±0,10	140 mm	HL4160		HL4260	
25 ml	0,5 ml	±0,25	170 mm	HL4170		HL4270	
50 ml	1,0 ml	±0,50	200 mm	HL4175		HL4275	
100 ml	1,0 ml	±0,50	260 mm	HL4180		HL4280	
250 ml	2,0 ml	±1,00	335 mm	HL4186		HL4286	
500 ml	5,0 ml	±2,50	390 mm	HL4190		HL4290	
1000 ml	10,0 ml	±5,00	470 mm	HL4193		HL4293	
2000 ml	20,0 ml	±10,00	500 mm	HL4194		HL4294	

**PYREX®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3  
**Classe A**  
graduations  
imprimées blanches



- sigle "H" de conformité selon DIN 12600
- numéro de série imprimé pour téléchargement du certificat de lot
- graduations émaillées blanches
- modèles AVEC certificat testés individuellement en 5 points et fournis avec un certificat attestant du volume exact de la graduation
- avec bec verseur

capacité	grad.	exact.	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				SANS certificat		AVEC certificat	
5 ml	0,1 ml	±0,05ml	115 mm	SW3701	les 2	SW3601	les 2
10 ml	0,2 ml	±0,10ml	140 mm	SW3702	les 2	SW3602	les 2
25 ml	0,5 ml	±0,25ml	170 mm	SW3703	les 2	SW3603	les 2
50 ml	1,0 ml	±0,50ml	200 mm	SW3704	les 2	SW3604	les 2
100 ml	1,0 ml	±0,50ml	260 mm	SW3705	les 2	SW3605	les 2
250 ml	2,0 ml	±1,00ml	335 mm	SW3707	les 2	SW3607	les 2
500 ml	5,0 ml	±2,50ml	365 mm	SW3709	les 2	SW3609	les 2
1000 ml	10,0 ml	±5,00ml	465 mm	SW3712	les 2	SW3612	l'unité
2000 ml	20,0 ml	±10,00ml	505 mm	SW3713	l'unité	SW3613	l'unité