

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



VERRE sodocalcique



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 40 x 12 mm	TD4215 les 40	
Ø 60 x 15 mm	TD4216 les 30	
Ø 80 x 15 mm	TD4217 les 36	
Ø 90 x 15 mm	TD4218 les 36	
Ø 100 x 15 mm	TD4220 les 36	
Ø 100 x 20 mm	TD4221 les 36	
Ø 120 x 20 mm	TD4222 les 72	
Ø 150 x 25 mm	TD4223 les 36	
Ø 180 x 30 mm	TD4224 les 6	
Ø 200 x 30 mm	TD4225 les 6	
Ø 200 x 50 mm	TD4226 les 6	

Boîtes de Pétri stériles quadrillées

PLASTIQUE
polypropylène



- en polystyrène
- volume : 20 ml
- quadrillage alphanumérique

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60 x 15 mm	DS3530 les 500	

Manchons en caoutchouc



- en EPDM : Terpolymère d'éthylène-propylène
- pour creusets filtrants
- autoclavable
- température maximale +150°C

diamètre	référence	Prix HT
Ø 33 mm	GW2991 les 10	
Ø 41 mm	GW2992 les 10	
Ø 49 mm	GW2993 les 10	

Cônes en caoutchouc



- pour fixer les creusets filtrants sur les allongues ou les entonnoirs filtrants sur les fioles de Büchner
- en caoutchouc naturel
- assortiment de six tailles Ø15 à 52 mm

diamètre	référence	Prix HT
assortiment :	GW2999 les 6	
Ø15, 22, 28, 36, 42 et 52 mm		