

Mini-agitateur magnétique plaque carrée

capacité max.
1,5 litres



Autocollants pour personnaliser votre agitateur en mettant un peu de couleur dans votre laboratoire



- plaque carrée
- support avec pince pour électrode pH ou autre capteur
- plaque en PET : excellente résistance chimique
- moteur à courant continu sans balais, sans entretien
- compact
- livré avec 3 autocollants pour un design colorés et ludique

capacité	1,5 litres
surface	PET
dim. surface	120 x 115 mm
vitesse	réglable : 300 à 2000 tr/min
protection	IP21
puissance	1,2 W
dim. / poids	150 x 144 x h54 mm / 300 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG125