

Distributeur de paraffine



Pour paraffine en granulés



- chauffage de granulés de paraffine jusqu'à fusion, distribution au robinet
- montée en température rapide
- contrôle précis de la température de la paraffine fondue
- réglage de la température jusqu'à +70°C
- voyant indicateur de chauffage
- sécurité : coupure en cas de surchauffe
- robinet à levier anti-goutte et chauffant : assure un flux uniforme de cire, distribution par traction à la demande ou en débit continu
- réservoir en acier inox, entièrement isolé pour éviter les pertes de chaleur et garantir une sécurité au toucher
- filtration dans le réservoir, maille 0,5 mm, pour retenir les particules
- surfaces externes en acier inox laqué avec additif antimicrobien pour inhiber la croissance des bactéries

capacité	cuve 7,5 litres 6 kg de granulés
température	ambiante à +70°C (±1°C)
résolution	1°C
puissance	480 W
dim. / poids	181 x p500 x h455 mm / 7 kg
Distributeur de paraffine	TA2060

Pots pré-remplis de Formol 10% CellStor™



- pots CellStor™ pré-remplis de formol tamponné neutre 10%
- pots en polypropylène incassable, parfaitement étanches, en plateaux filmé
- étiquettes blanches
- marquage et numéro de lot conformes à la réglementation européenne CHIP II

volume pot	formol	référence	plateau	Prix HT
20 ml	13 ml	HC1001	les 25 pots	
60 ml	40 ml	HC1002	les 25 pots	
90 ml	60 ml	HC1002	les 25 pots	
120 ml	90 ml	HC1004	les 20 pots	


Bidon de Formol 10% CellStor™



- bidon de formol 10%
- parfaitement étanche
- marquage et numéro de lot conformes à la réglementation européenne CHIP II

référence	Prix HT
HC1150	Bidon de 5 litres de Formol 10%

Planches à découper jetables DispoCut™



- trois couches de mousse
- surface laminée de haute qualité
- épaisseur 3 mm
- résistants et rigides
- degré élevé de résistance à l'humidité
- échelles métriques et impériales

taille	dim.	référence	Prix HT
A5	148 x 210 mm	HC1131	les 48
A4	297 x 210 mm	HC1132	les 24
A3	297 x 420 mm	HC1133	les 12