

Couvercles en silicone réutilisables

- s'étirent facilement, s'adaptent à de nombreuses tailles de conteneurs (bêchers, flacons, bouteilles, cylindres, en plastique ou en verre)
- conviennent aux récipients avec bec ou bord perlé
- protection contre les fuites et les odeurs : réduisent les contaminations croisées
- alternative durable et économique aux films et autres couvercles à usage unique
- 3 coloris facilitent l'identification visuelle rapide
- personnalisables
- lavables au lave-vaisselle
- autoclavables
- résistants aux produits chimiques et à une large plage de températures (-40 à +180°C)



Positionner une des languettes du couvercle sur le bord extérieur du col du récipient

Maintenir la languette et tirer le reste du couvercle avec l'autre main, sur l'ouverture entière

Fixer les autres languettes et s'assurer que le couvercle est parfaitement ajusté sur le col



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Acétone	●
Acétonitrile	●
Chloroforme	●
Dichlorométhane	●
Diméthylformamide (DMF)	●
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	●
Éther (diéthyléther)	●
Alcool éthylique	●
Hexane	●
Alcool isopropylique	●
Alcool méthylique	●
Tétrahydrofurane (THF)	●
Toluène	●

● Excellente - ● Bonne



Taille	Ø ouverture	compatibilité			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
		bêchers	erlenmeyers	éprouvettes							
S	○	Ø 43 à 61 mm	50 à 150 ml	800 à 5000 ml	250 à 500 ml	DW5111	l'unité	DW5112	l'unité	DW5113	l'unité
M	○	Ø 64 à 76 mm	150 à 400 ml	-	500 à 2000 ml	DW5121	l'unité	DW5122	l'unité	DW5123	l'unité
L	○	Ø 84 à 100 mm	400 à 800 ml	-	-	DW5131	l'unité	DW5132	l'unité	DW5133	l'unité
XL	○	Ø 102 à 120 mm	800 à 1000 ml	-	-	DW5141	l'unité	DW5142	l'unité	DW5143	l'unité
XXL	○	Ø 132 à 147 mm	2000 ml	-	-	DW5151	l'unité	DW5152	l'unité	DW5153	l'unité
lots de 2 ou 3 couvercles : 1 de chaque taille S, M et L ou XL et XXL											
S M L	○○○	Ø 43 à 100 mm	50 à 800 ml	800 à 5000 ml	250 à 2000 ml	DW5161	lot de 3	DW5162	lot de 3	DW5163	lot de 3
XL-XXL	○○○	Ø 102 à 147 mm	800 à 2000 ml	-	-	DW5171	lot de 2	DW5172	lot de 2	DW5173	lot de 2