

Chauffe-ballons pour ballons jusqu'à 1 litre

 +450°C

- pour ballons à fond rond de 100 ml à 1000 ml
- température réglable jusqu'à +450°C
- boîtier en aluminium thermolaqué conçu pour rester froid au toucher
- sécurité : écran mis à la terre et fusibles doubles, arrêt automatique en cas de déversement de liquide
- voyants lumineux pour l'alimentation et le fonctionnement du chauffage
- pieds antidérapants et fixation pour statif
- alim. 230V
- livré sans statif



réipient	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
100 ml	Ø 175 x h150 mm	0,75 kg	100 W	TA2520	
250 ml	Ø 175 x h150 mm	0,75 kg	150 W	TA2530	
500 ml	Ø 220 x h170 mm	1,50 kg	200 W	TA2540	
1000 ml	Ø 220 x h170 mm	1,50 kg	300 W	TA2550	

Chauffe-ballons avec agitation pour ballons jusqu'à 5 litres

 +450°C  2000 tr/min

- agitation magnétique bidirectionnelle, vitesse d'agitation réglable jusqu'à 2000 tr / min
- interrupteur de réactivation de l'agitation après recapture automatique du barreau magnétique
- température réglable jusqu'à +450°C
- boîtier en aluminium thermolaqué conçu pour rester froid au toucher
- sécurité : écran mis à la terre et fusibles doubles, arrêt automatique en cas de déversement de liquide
- voyants lumineux pour l'alimentation et le fonctionnement du chauffage
- pieds antidérapants et fixation pour statif
- alim. 230V
- livré sans statif



réipient	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
100 ml	Ø 175 x h150 mm	0,75 kg	75 W	TA2610	
250 ml	Ø 175 x h150 mm	0,75 kg	200 W	TA2620	
500 ml	Ø 220 x h170 mm	1,50 kg	280 W	TA2630	
1000 ml	Ø 220 x h170 mm	1,50 kg	380 W	TA2640	
5000 ml	Ø 320 x h220 mm	2,75 kg	800 W	TA2670	