


Cryoboîtes -80°C

polypropylène translucide,
couvercle coloré

100
tubes 0,5 à 2 ml

- verrou à clic, ouverture facile avec des gants
- 3 charnières renforcées empêchent les fissures ou les cassures
- température : -80°C à +121°C
- joint renforcé
- grille alphanumérique à l'extérieur et à l'intérieur
- anneaux d'empilage
- surface mate pour marquage et étiquetage
- fonds translucides, couvercles colorés



capacité	dim. boîte	coloris	référence	Prix HT
100 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	○	GR2550	les 5
100 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2553	les 5
100 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2554	les 5
100 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	○●●●●	GR2556	les 5

Cryoboîtes -80°C

polypropylène translucide,
couvercle coloré

81
tubes 0,5 à 2 ml

- verrouillage par encliquetage : la boîte ne s'ouvrira pas accidentellement, même si elle est placée à l'envers
- 3 charnières renforcées empêchent les fissures ou les cassures
- température : -80°C à +121°C
- joint renforcé
- grille alphanumérique
- fond coloré, couvercle translucide



capacité	dim. boîte	coloris	référence	Prix HT
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	○	GR2560	les 5
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2561	les 5
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2562	les 5
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2563	les 5
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	●	GR2564	les 5
81 microtubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h51 mm	○●●●●	GR2565	les 5

Cryoboîtes en aluminium

25 à 196
tubes 0,5 à 5 ml




- idéales pour le stockage dans des environnements de vapeur d'azote liquide
- trous de drainage dans le fond
- séparateurs au choix

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
boîtes blanches SANS séparateurs				
boîte sans séparateur	133 x 133 mm	h51 mm	GR2535	
boîte sans séparateur	133 x 133 mm	h76 mm	GR2536	
séparateurs au choix				
séparateur	25 divisions x 24,5 mm	- microtubes 5 ml	GR2540	
séparateur	36 divisions x 20,5 mm	- microtubes 5 ml	GR2541	
séparateur	49 divisions x 16,7 mm	- microtubes 5 ml	GR2542	
séparateur	64 divisions x 14,6 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2543	
séparateur	81 divisions x 12,7 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2544	
séparateur	100 divisions x 11,5 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2545	
séparateur	144 divisions x 9,5 mm	- microtubes 0,5 ml	GR2546	
séparateur	196 divisions x 8 mm	- microtubes 0,5 ml	GR2547	

Cryoboîtes en acier inox

25 à 196
tubes 0,5 à 5 ml



- idéales pour le stockage dans des environnements de vapeur d'azote liquide
- trous de drainage dans le fond
- séparateurs au choix

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
boîtes blanches SANS séparateurs				
boîte sans séparateur	133 x 133 mm	h51 mm	GR2537	
boîte sans séparateur	133 x 133 mm	h76 mm	GR2538	
séparateurs au choix				
séparateur	25 divisions x 24,5 mm	- microtubes 5 ml	GR2540	
séparateur	36 divisions x 20,5 mm	- microtubes 5 ml	GR2541	
séparateur	49 divisions x 16,7 mm	- microtubes 5 ml	GR2542	
séparateur	64 divisions x 14,6 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2543	
séparateur	81 divisions x 12,7 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2544	
séparateur	100 divisions x 11,5 mm	- microtubes 1,5 / 2 ml	GR2545	
séparateur	144 divisions x 9,5 mm	- microtubes 0,5 ml	GR2546	
séparateur	196 divisions x 8 mm	- microtubes 0,5 ml	GR2547	