

Distributeurs à répétition HandyStep®*electronic*

- volume fixe, de 1,0 µl à 50 ml
- reconnaissance automatique de la taille des seringues
- 3 modes de fonctionnement :
 - distribution (DISP)** : mode standard, un volume prédéfini est distribué à plusieurs reprises
 - distribution automatique (AUTO-DISP)** : calcul automatique de l'intervalle de temps moyen entre les 3 premières étapes de distribution, et adaptation automatique du travail à ce rythme
 - pipetage (PIP)** : fonctionne selon le principe d'une pipette à déplacement positif, idéal pour les liquides visqueux ou volatils
- réglage de la vitesse indépendant pour le remplissage et la distribution
- grand affichage digital de tous les réglages et paramètres de fonctionnement
- alimentation par batterie NiMH, rechargement automatique sur la station de recharge, pour éviter tout temps d'arrêt, une deuxième batterie peut être chargée pendant que l'autre est en place dans l'appareil, remplacement en quelques secondes, toutes les données stockées sont préservés tandis que la batterie est en cours de remplacement



- 10 tailles de seringues, les seringues stériles sont exemptes d'endotoxines, ADN, Rnase et ATP, les seringues 25 et 50 ml nécessitent un adaptateur
- compatible avec les seringues d'autres marques, nous consulter
- livrés avec certificat de qualité, batterie NiMH, station de charge, 5 seringues : 0,5 / 1,25 / 2,5 / 5 / 12,5 ml



référence

BD1700 Distributeur HandyStep®*electronic*

Prix HT

Setingues de distribution

volume	pointes standard		pointes stériles	
seringues de distribution				
0,1 ml	BD1410	les 100	BD1420	les 100
0,5 ml	BD1411	les 100	BD1421	les 100
1,0 ml	BD1412	les 100	BD1422	les 100
1,25 ml	BD1413	les 100	BD1423	les 100
2,5 ml	BD1414	les 100	BD1424	les 100
5,0 ml	BD1415	les 100	BD1425	les 100
10,0 ml	BD1416	les 100	BD1426	les 100
12,5 ml	BD1417	les 100	BD1427	les 100
25 ml	BD1418	les 50*	BD1428	les 25*
50 ml	BD1419	les 25*	BD1429	les 25*
jeu de 20 seringues de chaque volume : 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml				
jeu 140 pointes	BD1430		-	
adaptateurs pour seringues 25 ml / 50 ml				
adaptateurs	BD1440	les 10	BD1450	les 5

* livrées avec 1 adaptateur

