

Mini-homogénéiseur motorisé

- action de vortex à grande vitesse
- homogénéisation rapide des cellules, tissus végétaux et pastilles d'ADN dans des microtubes
- réduit la fatigue des mains lors du mélange de plusieurs échantillons
- moteur alimenté par 2 piles AA
- un adaptateur en caoutchouc relie le mélangeur motorisé au pilon
- livré avec 2 piles et un adaptateur
- pilons et microtubes, exempts de DNase, RNase et pyrogènes, à commander séparément



capacité	référence	Prix HT
Homogénéiseur avec adaptateur	GR1500	l'unité
Pilons		
Pilons pour microtube 0,5 ml	GR1501	les 100
Pilons pour microtube 1,5 ml	GR1502	les 100
Microtubes		
Microtube 0,5 ml	GR1503	les 100
Microtube 1,5 ml	GR1504	les 100
kits Pilons + Microtubes		
Kits Pilons + microtubes 0,5 ml	GR1505	les 100
Kits Pilons + microtubes 1,5 ml	GR1506	les 100
adaptateur de rechange		
Adaptateur de rechange	GR1507	l'unité